




Durchflusszelle aus Polytetrafluorethylen für interdigitale Elektroden


DRP-FLWCL-IDE-TEF

Wall-Jet-Durchflusszelle aus Polytetrafluorethylen für FIA. Geeignet zur Verwendung mit interdigitalen Elektroden des Typs G-IDEAU10, G-IDEAU5, G-IDEPT10, G-IDEPT5, G-IDECONAU10 und G-IDECONPT10. Verschlussystem mit leistungsstarken Magneten. Flow Fittings inklusive.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-CACIDE	Kabelanschluss für interdigitale Elektroden/Glassubstrat

Zur Verbindung von DropSens interdigitalen Elektroden über ein Glassubstrat mit einem beliebigen Potentiostat



DRP-G-IDEAU10-U20 Interdigitale Gold-Elektrode / 10 Mikrometer Banden und Spaltbreiten /
Glasträger

Interdigitale Gold-Elektrode / 10 Mikrometer Banden und Spaltbreiten /
Glasträger



DRP-G-IDECONAU10-U20 Interdigitale Gold-Elektrode, konzentrisch / 10 Mikrometer Banden und
Spaltbreiten / Glasträger

Interdigitale Gold-Elektrode, konzentrisch / 10 Mikrometer Banden und
Spaltbreiten / Glasträger



DRP-G-IDEPT5-U20 Interdigitale Platin-Elektrode / 5 Mikrometer Banden und Spaltbreiten /
Glasträger

Interdigitale Platin-Elektrode / 5 Mikrometer Banden und Spaltbreiten /
Glasträger

