




Durchflusszelle für Dickfilmelektroden im 8X-Format

DRP-FLWCL8X

Wall-Jet-Durchflusszelle aus Methacrylat zur Durchführung mehrerer simultaner Messungen bei FIA. Geeignet zur Verwendung mit Dickfilmelektroden im 8X-Format. Verschlusssystem mit Schrauben. Flow Fittings inklusive.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-8X110-U20	Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 8X-Format
	Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff im 8X-Format (AUX: Kohlenstoff; REF: Ag), durch acht elektrochemische Dreielektroden-Zellen gebildetes elektrochemisches Dickfilm-Array. Insbesondere für die Entwicklung von simultanen Mehrfachanalysen geeignet.



DRP-CAC8X

Kabelanschluss für Dickfilmelektroden im 8X-Format

Zur Verbindung von DropSens Dickfilmelektroden im 8X-Format mit einem beliebigen (Multi-)Potentiostat



DRP-CAST8X

μ Stat 8000(P) Kabelanschluss für Dickfilmelektroden im 8X-Format

Zur Verbindung von μ Stat 8000(P) Geräten mit Dickfilmelektroden im 8X-Format

