

Spektroelektrochemische UV-Vis/NIR-Zelle für konventionelle Elektroden

DRP-REFLECELL-C

Zelle für spektroelektrochemische UV-Vis/NIR-Messungen mit konventionellen Elektroden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-SPELEC1050	SPELEC VIS-NIR-Messgerät (350 - 1050 nm) SPELEC1050 ist ein Messgerät zur Durchführung spektroelektrochemischer Messungen. Es kombiniert in nur einer Box eine Lichtquelle, einen Bipotentiostat/Galvanostat und ein Spektrometer (VIS-NIR-Wellenlängenbereich: 350 - 1050 nm) mit einer dedizierten spektroelektrochemischen Software, die eine Synchronisation optischer und elektrochemischer Experimente ermöglicht. 
DRP-SPELEC	SPELEC UV-VIS-Messgerät (200 - 900 nm) SPELEC ist ein Messgerät zur Durchführung spektroelektrochemischer Messungen. Es kombiniert in nur einer Box eine Lichtquelle, einen Bipotentiostat/Galvanostat und ein Spektrometer (UV/VIS-Wellenlängenbereich: 200 - 900 nm) mit einer dedizierten spektroelektrochemischen Software, die eine Synchronisation optischer und elektrochemischer Experimente ermöglicht. 
DRP-SPELEC-NIR	SPELEC NIR-Messgerät (900 - 2200 nm) SPELEC NIR ist ein Messgerät zur Durchführung spektroelektrochemischer Messungen. Es kombiniert in nur einer Box eine Lichtquelle, einen Bipotentiostat/Galvanostat und ein Spektrometer (NIR-Wellenlängenbereich: 900 - 2200 nm) mit einer dedizierten spektroelektrochemischen Software, die eine Synchronisation optischer und elektrochemischer Experimente ermöglicht. 