

Transmissionszelle für transparente Dickfilmelektroden

DRP-TRANSCCELL

Zelle aus Polytetrafluorethylen, geeignet zur Durchführung von Transmissionsexperimenten mit transparenten Dickfilmelektroden in Verbindung mit einer Kollimatorlinse (Typ CLENS).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
DRP-AUTR10-U20	Optisch transparente Gold-Elektrode
	Optisch transparente Gold-Elektrode. Speziell für spektroelektrochemische Anwendungen entwickelt.
	
DRP-CAC-P	Kabelanschluss für Dickfilmelektroden/Kunststoffträger
	Zum Anschluss von DropSens-Dickfilmelektroden über Kunststoffträger mit einem beliebigen Potentiostaten
	
DRP-ITO10-U20	Optisch transparente ITO-Dickfilmelektrode
	Optisch transparente ITO-Dickfilmelektrode. Speziell für spektroelektrochemische Anwendungen entwickelt.
	

Optisch transparente PEDOT-Dickfilmelektrode. Speziell für die Elektrochemiluminiszenz oder Spektroelektrochemie entwickelt.

