



797 VA Computrace mit automatischer Standardaddition für die Spurenanalytik

MVA-02

MVA-02 ist ein einfach zu bedienendes, teilautomatisiertes Analysensystem für die voltammetrische Spurenanalytik und die Ausbildung. Ohne Probenwechsler können zum Beispiel Schwermetalle in Einzelproben komfortabel bestimmt werden. Das System besteht aus dem 797 VA Computrace mit zwei 800 Dosinos zur automatischen Zugabe von Standardlösung und Grundelektrolyt.

Das System wird mit umfangreichem Zubehör zum Aufbau des kompletten Messplatzes geliefert, inklusive VA Computrace Software und Elektroden: Multi-Mode-Elektrode pro (MME pro), Ag /AgCl-Referenzelektrode und Platin-Hilfselektrode.

Lieferumfang MVA-02

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

2.800.0010

800 Dosino

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 150 cm).



1 STK

6.1608.050

Trockenflasche / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.090

Flasche / 250 mL / GL 45



2 STK

6.1618.060

Gewindeadapter / GL 45 auf GL 45

Gewindeadapter (GL 45 auf GL 45); u. a. für Reagenzflaschen mit erhöhtem Flansch



1 STK

6.1805.020

FEP-Schlauch / M6 / 52 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.010

PTFE-Kanüle

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



1 STK

6.2055.100

Flaschenhalter doppelt

Flaschenhalter für 2 Flaschen à 1 L. Zu Absaugausrüstung 6.5617.000



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station für Kompakt-VA-Systeme	
	Die 843 Membrane Pump Station hat zwei eingebaute Membranpumpen, die über das Remotesignal direkt vom 797 VA Computrace angesteuert werden können. Sie dient zum automatischen Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen VA- und CVS-Systemen mit dem 797 VA Computrace. Die Variante für die Voltammetrie verfügt über das komplette Zubehör für für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes.	
2.846.0010	846 Dosing Interface	