



797 VA Computrace voll automatisiert für die Spurenanalytik

MVA-03

MVA-03 ist ein voll automatisiertes Analysensystem für die voltammetrische Spurenanalytik und die Ausbildung. Dieses System ist die optimale Lösung für die automatische Untersuchung von kleinen Probenserien, die in einem Analysengang auf einen oder zwei Analyten hin analysiert werden müssen. Das System besteht aus 797 VA Computrace, 863 Compact VA Autosampler und zwei 800 Dosinos zur automatischen Zugabe von Standardlösung und Grundelektrolyt. Bis zu 18 Proben können automatisch, präzise und reproduzierbar untersucht werden.

Das System wird mit umfangreichem Zubehör zum Aufbau des kompletten Messplatzes geliefert, inklusive VA Computrace Software und Elektroden: Multi-Mode-Elektrode pro (MME pro), Ag /AgCl-Referenzelektrode und Platin-Hilfselektrode.

Lieferumfang MVA-03

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

2.800.0010

800 Dosino

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 150 cm).



1 STK

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station für Kompakt-VA-Systeme

Die 843 Membrane Pump Station hat zwei eingebaute Membranpumpen, die über das Remotesignal direkt vom 797 VA Computrace angesteuert werden können. Sie dient zum automatischen Spülen und Entleeren des Messgefäßes in teilautomatisierten und vollautomatischen VA- und CVS-Systemen mit dem 797 VA Computrace.

Die Variante für die Voltammetrie verfügt über das komplette Zubehör für für das automatische Spülen und Entleeren des Messgefäßes.



1 STK

6.1608.050

Trockenflasche / 100 mL / GL 45



1 STK

6.1608.090

Flasche / 250 mL / GL 45



2 STK

6.1618.060

Gewindeadapter / GL 45 auf GL 45

Gewindeadapter (GL 45 auf GL 45); u. a. für Reagenzflaschen mit erhöhtem Flansch



1 STK

6.1805.020

FEP-Schlauch / M6 / 52 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.010

PTFE-Kanüle

Im Messgefäß-Oberteil der VA-Stände



1 STK

6.2055.100

Flaschenhalter doppelt

Flaschenhalter für 2 Flaschen à 1 L. Zu Absaugausrüstung 6.5617.000



1 STK

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



1 STK

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
2.846.0010	846 Dosing Interface USB-fähige Steuereinheit für den Anschluss von max. vier 800 Dosinos oder 805 Dosimaten für Dosier- und Liquid-Handling-Aufgaben. Zur Bedienung ist ein Touch Control oder der Anschluss an einen PC mit OMNIS Software, tiamo™, MagIC Net, viva oder 797 VA Computrace nötig. 

