




Combustion Oven (TEI)

2.0136.0600

El Combustion Oven (TEI) es la unidad central para la combustión pirohidrolítica de las muestras en preparación para su posterior análisis con cromatografía iónica.

Partes/accesorios 2.0136.0600

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.0136.0600	Combustion Oven (TEI)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.07311.010	Boat Introduction Module (cuarzo) Boat Introduction Module para Combustion IC para su uso con el tubo de combustión de cuarzo. Con este módulo, las muestras se transfieren al horno para su combustión mediante crisoles de muestras. También incluye pinzas y una placa de Petri para manipular los crisoles de muestras.
6.07311.020	Boat Introduction Module (cerámica) Boat Introduction Module para Combustion IC para su uso con el tubo de combustión de cerámica. Con este módulo, las muestras se transfieren al horno para su combustión mediante crisoles de muestras. También incluye pinzas y una placa de Petri para manipular los crisoles de muestras.
6.07311.030	Liquid Introduction Module, manual (TEI) El Liquid Introduction Module permite la combustión de muestras líquidas mediante la inyección directa de la muestra a través de una jeringa automatizada. El módulo puede utilizarse para muestras con un punto de ebullición 420 °C. Además, este módulo puede introducir en el horno muestras gaseosas o de LPG desde el GLS Sampler CIC.
6.07311.040	Liquid Introduction Module, automatizado (TEI) El Liquid Introduction Module permite la combustión de muestras líquidas mediante la inyección directa de la muestra a través del Liquid Autosampler CIC. El módulo puede utilizarse para muestras con un punto de ebullición < 420 °C. Además, este módulo puede introducir en el horno muestras gaseosas o de LPG desde el GLS Sampler CIC.



6.07311.100 Tubo de combustión de cuarzo (TEI)

Tubo de combustión de cuarzo para el Combustion Oven (TEI)



6.07311.110 Tubo de combustión de cerámica (TEI)

Tubo de combustión de cerámica para el Combustion Oven (TEI)



6.07311.200 Crisol de muestras, cuarzo, pk=3

Crisoles de muestras de cuarzo para la inyección de muestras en el Metrohm Combustion IC (TEI), 3 unidades.



6.07311.210 Crisol de muestras, cuarzo, pk=30

Crisoles de muestras de cuarzo para la inyección de muestras en el Metrohm Combustion IC (TEI), 30 unidades.



6.07311.220 Crisol de muestras, cerámica, pk=3

Crisoles de muestras de cerámica para la inyección de muestras en el Metrohm Combustion IC (TEI), 3 unidades.



6.07311.230 Crisol de muestras, cerámica, pk=30

Crisoles de muestras de cerámica para la inyección de muestras en el Metrohm Combustion IC (TEI), 30 unidades.



6.07311.240 Alimentador de recipientes para el crisol de muestras, cuarzo

Alimentador de recipientes para el crisol de muestras del Boat Introduction Module 6.07311.010, cuarzo.



6.07311.250 Alimentador de recipientes para el crisol de muestras, cerámica

Alimentador de recipientes para el crisol de muestras del Boat Introduction Module 6.07311.020, cerámica.



6.07311.260 Tubo guía para el Boat Introduction Module

Tubo guía para el uso con el Boat Introduction Module de cuarzo (6.07311.010) o cerámica (6.07311.020).



6.07311.270 Juego de juntas tóricas (TEI), silicona

Juego de juntas tóricas (TEI) para el tubo de combustión y el tubo guía del Boat Introduction Module.



6.07311.280 Juego de juntas tóricas para tubo de combustión (TEI), silicona

Juego de juntas tóricas (TEI) para el tubo de combustión.



6.07311.290 Septo para Introduction Module (TEI)

Septo para el puerto de inyección de los Introduction Module (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 y 6.07311.040.



6.07311.300 Tapa de septo para Liquid Introduction Module

Tapa para fijar el septo 6.07311.290 en el Liquid Introduction Module.




6.07311.310 Tubo de conexión de oxígeno y agua ultrapura (TEI)

Tubo para el suministro de oxígeno y agua ultrapura en la entrada del tubo de combustión (TEI).



6.07311.350 Filtro de recambio para Combustion Oven (TEI)

Filtro de recambio para el ventilador en el Combustion Oven (TEI)



6.07313.100 Jeringa de 100 µL para inyección manual (TEI)

Jeringa de dosificación para la inyección manual de muestras líquidas utilizando uno de los tres Introduction Module (6.07311.010, 6.07311.020 o 6.07311.030).



6.07313.110

Aguja de recambio para CIC (TEI)

Aguja de recambio (TEI) para la jeringa de dosificación del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o para la inyección manual de muestras líquidas.

