





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posiciones

2.0136.0610

El Liquid Autosampler CIC (TEI) se utiliza para el análisis automatizado de muestras líquidas mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con los Boat Introduction Module (6.07311.010 o 6.07311.020) y el Liquid Introduction Module (6.07311.040).

Partes/accesorios 2.0136.0610

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 posiciones



1 PCS

6.7303.110

Septo para 67303100, 100 unidades

Puede utilizarse con el vial de vidrio 67303100 en los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), Autosampler MMS 5000 (AJ) y 889 Sample Center.



1 PCS

6.7303.100

Vial de vidrio, 1,5 mL, 100 unidades

Puede utilizarse con los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) y 889 Sample Center.



1 PCS

6.07313.040

Juego de contenedores de lavado/residuos para
Liquid Autosampler CIC (TEI)

Juego de contenedores de lavado/residuos para el Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07311.290

Septo para Introduction Module (TEI)

Septo para el puerto de inyección de los Introduction Module (TEI)
6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 y 6.07311.040.



1 PCS

6.07313.020

Tornillo y manguito para Liquid Autosampler CIC (TEI)

Tornillo y manguito de presión para capilares de 1/16" para conectar la aguja a los tubos de transferencia del Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07313.110

Aguja de recambio para CIC (TEI)

Aguja de recambio (TEI) para la jeringa de dosificación del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o para la inyección manual de muestras líquidas.



1 PCS

6.07313.050

Set de Prime Vials para Liquid Autosampler CIC (TEI)

Set de Prime Vials para la preparación del Liquid Autosampler CIC (TEI).



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.07313.020	Tornillo y manguito para Liquid Autosampler CIC (TEI) Tornillo y manguito de presión para capilares de 1/16" para conectar la aguja a los tubos de transferencia del Liquid Autosampler CIC (TEI).	
6.07313.100	Jeringa de 100 µL para inyección manual (TEI) Jeringa de dosificación para la inyección manual de muestras líquidas utilizando uno de los tres Introduction Module (6.07311.010, 6.07311.020 o 6.07311.030).	
6.07313.110	Aguja de recambio para CIC (TEI) Aguja de recambio (TEI) para la jeringa de dosificación del Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) o para la inyección manual de muestras líquidas.	
6.7302.120	Lana de cuarzo para 6.7302.110, 10 g Lana de cuarzo para fijar la muestra en el recipiente de muestra de cuarzo (6.7302.110).	