




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

El GLS Sampler CIC (TEI) se utiliza para analizar el gas líquido o los gases a presión elevada mediante Combustion IC. Puede utilizarse en combinación con el Liquid Introduction Module manual y también con el automatizado para el Combustion Oven (TEI).

Partes/accesorios 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07314.010

Aguja para GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Aguja de recambio para la inyección de muestras con el GLS Sampler CIC (TEI).



1 PCS

6.07314.020

Acoplamiento de la aguja para GLS Sampler CIC (TEI)

Acoplamiento para conectar la aguja de inyección a la vía de muestra del GLS Sampler CIC (TEI).



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.07314.010	Aguja para GLS Sampler CIC (TEI), pk=3	
	Aguja de recambio para la inyección de muestras con el GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.020	Acoplamiento de la aguja para GLS Sampler CIC (TEI)	
	Acoplamiento para conectar la aguja de inyección a la vía de muestra del GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.030	Conexión rápida, Swagelok, para GLS Sampler CIC (TEI)	
	Conexión rápida para el cartucho de muestras del GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.040	Tapa para GLS Sampler CIC (TEI)	
	Cubierta de cristal acrílico para el GLS Sampler CIC (TEI), que puede conectarse a un activador.	