



Eco KF Titrator completo

2.1027.0100

El nuevo Eco KF Titrator con agitador magnético integrado y pantalla táctil es ideal para la determinación rutinaria del contenido de agua. Los métodos predefinidos permiten una puesta en marcha fácil y sin problemas del aparato. Además de las impresiones en papel o en PDF conformes con las PCL, el Eco KF Titrator también ofrece la posibilidad de conectar las balanzas o enviar los datos de determinación a un ordenador a través de los informes PC/LIMS.

El paquete completo incluye una Solvent Pump para un rápido recambio de reactivo sin contacto químico.

Partes/accesorios 2.1027.0100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.1027.0010

Eco KF Titrator

El nuevo Eco KF Titrator con agitador magnético integrado y pantalla táctil es ideal para la determinación rutinaria del contenido de agua. Los métodos predefinidos permiten una puesta en marcha fácil y sin problemas del aparato. Además de las impresiones en papel o en PDF conformes con las PCL, el Eco KF Titrator también ofrece la posibilidad de conectar las balanzas o enviar los datos de determinación a un ordenador a través de los informes PC/LIMS.



1 PCS

1.1029.0010

Solvent Pump

Solvent Pump se utiliza con un Eco KF Titrator para la adición segura del disolvente y la extracción del contenido del recipiente de titulación sin contacto con los reactivos.



1 PCS

6.03002.210

Unidad de cilindro Eco 10 mL

Unidad de cilindro de 10 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.



1 PCS

6.05610.050

Juego de accesorios de titulación Karl Fischer para Eco KF Titrator

Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer volumétrica



1 PCS

6.02110.000

Cable de conexión Eco KF Titrator / Solvent Pump

El cable para la conexión de una Solvent Pump con un Eco KF Titrator sirve como fuente de alimentación



1 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1446.080

Tapón roscado / M8



1 PCS

6.1446.090

Tapón/ B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Punta de dosificación, rosca M8

Punta de transferencia, rosca M8



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



1 PCS

6.1546.040

Herramienta de pistón para Eco Dosimat/Eco Titrator

Herramienta para desmontar y montar el pistón.



2 PCS

6.1602.105

Adaptador para botella / GL 45 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.



1 PCS

6.1608.030

Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.023

Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45

Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.



1 PCS

6.1619.010

Adsorbedor completo para unidad intercambiable



1 PCS

6.1623.000

Protección contra rebose del adaptador para botella

La protección contra rebose del adaptador para botella impide el rebose de la botella de residuos al utilizar la bomba de aspiración



2 PCS 6.1805.090 Tubo de FEP / M6 / 31 cm
Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1805.100 Tubo de FEP / M6 / 40 cm
Con protección contra luz y doblado.



2 PCS 6.1805.200 Tubo PTFE / M8 / 0.5 m



1 PCS 6.1808.050 Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1819.020

Tubo

Para orificios roscados M6. Para adaptador para botella 6.1602.1XX



1 PCS

6.1819.050

Tubo

Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



1 PCS

6.2164.010

Adaptador portátil 100 - 240 V/24 V CC

Adaptador portátil para 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer y todos los Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 PCS

6.2811.000

Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



1 PCS

6.01600.200

Interruptor de sifón

Evita que el líquido salga de la botella de reactivo hacia la celda de titulación.




1 PCS

6.01804.210

Tubo de PVC 4/6 0,35 m

Para conexión de tubo para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump.



1 PCS

6.01805.130

Tubo de PTFE de 3/250 mm con boquilla roscada

Tubo de aspiración con boquilla roscada para la conexión de la botella de reactivo con el interruptor de sifón.



1 PCS

6.02712.000

Cubierta protectora para Eco Dosimat / Eco Titrator

Cubierta protectora para la pantalla del Eco Dosimat / Eco Titrator.



1 PCS

6.02801.000

Algodón para tubo de adsorción

Torundas de algodón (4 unidades), aptas para tubo de adsorción OMNIS 601406010.



Sistema de almacenamiento para Eco KF Titrator



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2811.000	Tamiz molecular Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.	
6.01807.000	Cartucho de adsorción Cartucho de adsorción para OMNIS Solvent Module o Solvent Pump, para rellenar con el tamiz molecular 6.2811.000.	
6.02709.040	Tapón de cierre Tapón de cierre para partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.	

Adecuada para la determinación del contenido de agua de sustancias viscosas según el método Karl Fischer como, por ejemplo, miel, cosméticos, grasas o diversos productos lácteos.

La cuchara para sustancias viscosas facilita la adición de muestras viscosas. Se maneja tan fácilmente como cualquier otra espátula y permite añadir sustancias viscosas en el recipiente de titulación Karl Fischer con comodidad y rapidez, y sin pérdidas.

Además, recomendamos usar un homogeneizador para disolver muestras viscosas de forma rápida y completa.

Apropiada para las partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.



Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer volumétrica con Polytron



Unidad de cilindro de 5 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.



Unidad de cilindro de 20 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.



6.03002.250 Unidad de cilindro Eco 50 mL

Unidad de cilindro de 50 mL para Eco Dosimat / Eco Titrator. Sin tubos de dosificación ni punta antidifusión.



6.2412.000 Navecilla de pesada

Navecilla de pesada de vidrio para la parte superior del recipiente de titulación 6.1414.030 o para los recipientes de titulación 6.1455.31X, 6.1464.32X y 6.1465.320. Para determinaciones del contenido de agua. Con tubo de protección.



2.142.0100 Impresora térmica Custom Q3X

Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

6.9001.050

Papel térmico para Custom Neos-N / Q3X

Papel térmico de 60 mm / 25 m para Custom Neos-N / Q3X.
Novedad: 25 años de legibilidad si se almacena correctamente.

1 rollo



2.143.0200

Impresora de matriz TX-900MH

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titulador (+)
- 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)



(+) El cable está incluido en el suministro básico

6.01406.250

Recipiente de titulación 50 – 150 mL

Recipiente de titulación 50 – 150 mL con cierre roscado para el uso con parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.

