



Balanza para 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V

2.135.0206


La estructura de la balanza (Precisa) está especialmente diseñada para poder operar bajo la gradilla de muestras 6.2068.010 del 864 Robotic Balance Sample Processor. La fuente de alimentación está creada para funcionar con 230 V.

Partes/accesorios 2.135.0206

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.135.0206	Balanza para 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V
		La estructura de la balanza (Precisa) está especialmente diseñada para poder operar bajo la gradilla de muestras 6.2068.010 del 864 Robotic Balance Sample Processor. La fuente de alimentación está creada para funcionar con 230 V.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2067.100	Platillo de pesaje para gradilla de muestras 6.2068.010 El platillo de pesaje está diseñado para el vaso de PP de 120 mL (6.1459.300) y se coloca en la gradilla de muestras del 864 Balance Sample Processor.	
6.2068.010	Gradilla de muestras 20 x 120 mL, (PP) Gradilla de muestras para 864 Balance Sample Processor, apta para 20 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300. Plástico: polipropileno (PP)	
6.2711.080	Cubeto de retención para 864 Robotic Balance Sample Processor El cubeto de retención evita que el Robotic Balance Sample Processor y la balanza se contaminen/dañen debido a la acción de los productos químicos.	