



Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D - Versión Metrohm

Homogeneizador que puede controlarse directamente con OMNIS Software, tiamo™ o Touch Control.

El Polytron PT 1300 D está compuesto por un aparato de control y un accionamiento. El sistema de acoplamiento del accionamiento permite intercambiar elementos fácil y rápidamente sin necesidad de utilizar una herramienta adicional.

Las muestras sólidas pueden triturarse sin problemas. El aparato también está especialmente indicado para lograr una buena mezcla de muestras viscosas.

Partes/accesorios 2.136.0100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - Versión Metrohm


Homogeneizador que puede ser controlado directamente por tiamo™ o Touch Control.



1 PCS

1.136.0110

Fuente de alimentación para Polytron PT 1300 D



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1462.250	Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing Head Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing head con una punta de bureta retraída para la adición de disolventes o reactivos de titración y tres toberas pulverizadoras para la limpieza. El brazo giratorio permite utilizar el Polytron para la preparación de muestras en gradillas de muestras múltiples.	
6.2047.110	Soporte para Polytron Soporte para fijación del accionamiento del Polytron en la barra de soporte.	
6.9012.000	Módulo de dispersión para Polytron, 115 mm Cabezal de dispersión estándar para Polytron 1300 D	
6.9012.010	Módulo de dispersión para Polytron, 157 mm Cabezal de dispersión especial (versión Metrohm) con cuchillas salientes	

6.02008.010

Soporte de Polytron

Para la fijación del Polytron, apto para 601405040.



6.02008.030

Soporte para homogeneizador para aparatos de titulación Eco Titrator

Soporte para homogeneizador para la fijación del Polytron, apto para parte superior del recipiente de titulación 601405060

