



Auto Boat Drive (AJ)

2.136.0710

El Auto Boat Drive (ABD) conduce automáticamente las lanzaderas de muestra al horno de combustión. La inyección de muestra en la lanzadera se puede efectuar de forma manual o mediante un aplicador de muestras correspondiente. El producto de Analytik Jena se ha optimizado especialmente para el acoplamiento con cromatógrafos iónicos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7302.100	Lanzadera de vidrio de cuarzo 40 x 9 mm (AJ)
	Lanzadera de vidrio de cuarzo para inyección de muestras en el Combustion Module, 10 unidades.

