



Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

Autosampler MMS 5000 (AJ) de Analytik Jena para el uso con Metrohm Combustion IC para el análisis totalmente automático de muestras líquidas y sólidas. Para adaptar el muestreador multimatriz modular al tipo de muestra correcto, se debe utilizar el kit para líquidos (6.7303.000) o el kit para sólidos (6.7302.000).


Partes/accesorios 2.136.0800

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)

Autosampler MMS 5000 (AJ) de Analytik Jena para el uso con Metrohm Combustion IC para el análisis completamente automático de muestras líquidas y sólidas. Para adaptar el cargador de muestras modular Multi-Matrix al tipo de muestra correcto, se debe utilizar el kit para líquidos (6.7303.000) o el kit para sólidos (6.7302.000).



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7302.000	Kit de muestras sólidas para MMS 5000, 35 posiciones Kit de muestras sólidas para MMS 5000 con gradilla para lanzaderas, pinzas y 10 lanzaderas de vidrio de cuarzo.  A white plastic tray with 35 slots for solid samples, accompanied by several small glass launchers and a pair of tweezers.
6.7302.100	Lanzadera de vidrio de cuarzo 40 x 9 mm (AJ) Lanzadera de vidrio de cuarzo para inyección de muestras en el Combustion Module, 10 unidades.  A single, clear glass U-shaped launcher with a small loop at one end.
6.7303.000	Kit de muestras líquidas para MMS 5000, 112 posiciones Kit de muestras líquidas para MMS 5000 con gradilla para recipientes de muestras, jeringa de 100 µL con aguja recambiable y 100 botellas con anillo de retén.  A collection of liquid sample accessories including a white tray, a 100 µL syringe, a small vial, and a pile of blue and red caps.
6.7303.100	Vial de vidrio, 1,5 mL, 100 unidades Puede utilizarse con los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) y 889 Sample Center.  A single, clear glass vial with a small cap.

6.7303.110

Septo para 67303100, 100 unidades

Puede utilizarse con el vial de vidrio 67303100 en los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), Autosampler MMS 5000 (AJ) y 889 Sample Center.



6.7303.200

Jeringa de 50 μ L con aguja intercambiable

Aguja de recambio para MMS 5000, configuración de líquido



6.7303.210

Jeringa de 100 μ L con aguja intercambiable


Aguja de recambio para MMS 5000, configuración de líquido



6.7303.220

Agujas para jeringas de 50 μ L/100 μ L, 3 unidades

Aguja de recambio para jeringas del MMS 5000, configuración de líquido



6.7301.150

Sustrato de cuarzo para muestras líquidas

Sustrato para inyecciones de muestras líquidas, 3 unidades.



6.7302.310

Gradilla de muestras de 35 posiciones para muestras sólidas

Para materia sólida.



6.7303.310

Gradilla de muestras de 112 posiciones para muestras líquidas

Para muestras líquidas.

