

IC Separation Center 733

2.733.0120

Partes/accesorios 2.733.0120

Qt.	Order no.	Descripción	
1 PCS	6.1816.000	Tubo de silicona 6 mm / 0.5 m Tubo flexible de vaciado para el compartimiento interior del Centro de separación CI	
1 PCS	6.1831.010	Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m Para todos los componentes CI.	
2 PCS	6.2027.030	Soporte de columna 8.5 mm Para fijar columnas en el receptáculo de columnas de los aparatos CI	

2 PCS

6.2027.040

Soporte de columna 11.3 mm

Para fijar columnas en el compartimiento de columnas de los aparatos CI



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.020

Conexión Luer/UNF

Para aparatos CI



4 PCS

6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



2 PCS


6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1825.210	Bucle de muestras de PEEK 20 µL Para válvula de inyección, con 2 tornillos de presión PEEK	
6.2057.010	Soporte para celda de diálisis Para la celda de diálisis en el espacio de columnas CI	
6.5904.030	Rotor, para inyector 6/2 Rotor para el inyector 6/2 en sistemas CI.	
6.5904.050	Inyector con bucle interno de 0,25 µL Inyector de plancha plana con bucle interno de 0,25 µL	

6.5904.060

Rotor (bucle interno, 0,25 µL)

Rotor para inyector de plancha plana de 4 puertos (6.5904.050), bucle interno 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (bucle interno, 1,0 µL)

Rotor para inyector de plancha plana de 4 puertos (6.9956.001), bucle interno 1,0 µL

