



756 KF Coulometer con electrodo generador sin diafragma

2.756.0110

Coulómetro KF con impresora incorporada y una celda de titulación con electrodo generador sin diafragma para la determinación del contenido de agua hasta en el rango de trazas.

Gracias a su fiabilidad, su pantalla retroiluminada con capacidad para gráficos, los diálogos disponibles en varios idiomas y su facilidad de manejo, en muchos laboratorios ya no se puede imaginar el trabajo sin este coulómetro. En su clara pantalla se pueden ver los parámetros de titulación relevantes y se informa de forma inequívoca sobre el desarrollo de la titulación en forma de curva de los μg de agua en función del tiempo.

Gama de medida recomendada: 10 μg ...200 mg de agua absoluta

Partes/accesorios 2.756.0110

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.756.0010

756 KF Coulometer

Coulómetro KF con impresora incorporada



1 PCS

6.0341.100

Electrodo de doble hilo de platino para coulometría

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer coulométrica.



1 PCS

6.0345.100

Electrodo generador sin diafragma

Electrodo generador sin diafragma para titulaciones Karl Fischer coulométricas, esmerilado normal 29/22. Este electrodo generador es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las que la muestra se disuelve bien en alcohol.



1 PCS

6.1403.030

Tubo de adsorción KF para celda de coulómetro

Para coulómetros KF.



1 PCS

6.1437.000

Tapón esmerilado EN 14



1 PCS

6.1446.060

Tapón / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Septo / 16 mm / 5 unidades

Juego de 5 piezas.



1 PCS

6.1464.320

Recipiente de valoración KF / 80 - 250 mL /
coulométrico



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2001.050

Consola de soporte sin barra de soporte

Para 756, 831 KF Coulometer y 728 Magnetic Swing-out Stirrer



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.030

Barra de soporte / 250 mm



1 PCS

6.2047.020

Soporte de recipiente de titración

Fijación de recipiente de valoración para células coulométricas.



1 PCS

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



1 PCS

6.2104.120

Cable de electrodo / 1 m / H

Con conector H. Para la conexión electrodo generador - Coulómetro KF



1 PCS

6.2130.040

Teclado para 756

Teclado para 756 KF Coulometer



3 PCS

6.2237.020

Papel térmico 35 m

Suficiente para aprox. 10'000 líneas impresas. Para 756 Coulometer



1 PCS

6.2241.030

Bobina de papel para papel térmico



1 PCS

6.2701.040

Cierre GL 18 con orificio

Fabricado con PBT. Con agujero para septo 6.1448.020. Para la celda sin diafragma 6.5405.000 y los recipientes de titulación 6.1464.32X y 6.1465.320.



3 PCS

6.2713.000

Manguito de PTFE EN 14

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 14.



1 PCS

6.2713.010

Manguito de PTFE EN 29

Manguito para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 29.



1 PCS

6.2713.020

Manguito de PTFE EN 19

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 19.



1 PCS

6.2730.030

Tapón

Completo con racor y junta tórica. Para partes superiores de recipientes de titulación 6.1414.030. Para aparatos KF, stands de medida VA, VA Computrace y dilución IC.



1 PCS

6.2738.000

Embudo

Para coulómetro KF.



1 PCS

6.2811.000

Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.030

Aguja con conector Luer

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.



2 PCS

6.2816.090

Jeringa 5 mL

Jeringa 5 mL de PP, con conector Luer.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	El 860 KF Thermoprep se usa para la preparación de muestras térmica en la valoración Karl Fischer. Muchas sustancias no son aptas para la valoración Karl Fischer directa por ser insolubles, por reaccionar con el reactivo KF o porque desprenden el agua que contienen muy lentamente o sólo a temperaturas muy elevadas. En viales de muestra cerrados herméticamente, las muestras se colocan en el horno y después se puede determinar el agua con cualquier valorador KF volumétrico o coulométrico.	
6.2141.010	Cable de conexión 787/795/758/831/756 - 707/768	
	Para conexión 707, 768 KF Oven - Titrino KF o 756 KF Coulometer. Para coulómetros más antiguos, véase 6.2141.000	
6.1464.323	Recipiente de titulación KF / 80–250 mL / coulométrico / vidrio ámbar	
6.1465.320	Recipiente de valoración KF / 80 - 250 mL / coulométrico / 2 orificios laterales	
	Para 756 y 831 Coulómetro KF	

6.2125.010 Cable de conexión RS-232, 3 m, 25 polos – 9 polos

Para conexión Interface RS-232 - ordenador IBM PC AT o compatible.
Cable de adaptación 25 a 9 polos



6.2125.110 Cable de conexión RS-232, 3 m, 25 polos – 9 polos

Para conexión puerto RS-232 Metrohm - PC. Para pH Metros, Titrino, KF Coulometer, VA Trace Analyzer.



6.2134.040 Cable de conexión RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Para la conexión de la interface Metrohm RS-232 al ordenador. Para Titrino, Titrino plus y 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



6.2134.060 Cable de conexión RS-232 - Sartorius MP8

Para conexión Interface Metrohm RS-232 - Balanza Sartorius. Para Titrino y 756, 831 KF Coulometer, caja RS-232/USB



6.2134.110

Cable de conexión RS-232 conector DB9 – enchufe DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 (DB9) - Impresora Custom DP40. Para Titrino y 756/831 KF Coulometer. Cable de prolongación RS-232 (1:1)



6.2148.000

Remote Box

Para conexión de código de barras y teclado de PC a Coulómetro KF y a Titrino



6.5406.000

Juego de accesorios de coulómetro KF con electrodo generador y diafragma

Juego completo de accesorios para coulómetro KF.



6.5406.010

Juego de accesorios coulométricos KF incluido electrodo generador sin diafragma

Juego completo de accesorios para coulómetro KF.



6.5617.000

Juego de accesorios para el recambio de reactivo

Juego de accesorios para el recambio automático de reactivo con coulómetro KF y Dosino conectado.



6.1439.010

Tubo de adición/aspiración KF

Tubo de adición/aspiración KF para celda de titulación (coulometría), incluida conexión roscada M8 6.1811.010.

