




Cambiador de muestras KFT 760

2.760.0020

Sistema completo para la titulación Karl Fischer volumétrica automática.

Partes/accesorios 2.760.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2752.010	Tapa de conector
		Para 717, 730, 760 Sample Changer, IC Sample Processor, 774 Oven Sample Processor




1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Agitador magnético para cambiadores de muestras.

El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras.



1 PCS

6.0340.000

Electrodo de doble hilo de platino para cambiadores de muestras (cable fijo)

Electrodo indicador (diámetro = 5,3 mm, cable fijo de 2 m) que se utiliza para la titulación Karl Fischer volumétrica automatizada.



24 PCS

6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



1 PCS

6.1458.030

Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.



2 PCS 6.1805.110 Tubo de FEP / M6 / 80 cm
Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1815.010 Cinta espiral / 0.5 m
Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



1 PCS 6.1821.000 Tubo de aspiración
Para Cambiador de muestras KF



24 PCS 6.1903.010 Varilla de agitador / 12 mm
Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 12 mm de largo



24 PCS

6.2037.040

Soporte de láminas

Soporte de láminas para vasos de muestras 75 mL para cambiadores de muestras Karl Fischer



1 PCS

6.2041.340

Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Lámina de Al

1000 arandelas de 80 mm de diámetro. Espesor de lámina: 0,010 mm. Junto con soporte de lámina 6.2037.030 para vasos de muestras 6.1432.210. Para 674 KF Sample Changer

