



786 Swing Head

2.786.0040

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL sin cabezal de valoración o de transferencia.

Partes/accesorios 2.786.0040

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.





Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1462.240	Cabezal de transferencia curvado con giro a la derecha para 786 Swing Head Cabezal de transferencia curvado y con giro a la derecha para 786 Swing Head. El cabezal de transferencia, equipado con el adaptador 6.1808.220, se puede utilizar para soportar varias herramientas con conector Luer en gradillas múltiples.	
6.1462.250	Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing Head Brazo giratorio con giro a la izquierda para el Polytron del 786 Swing head con una punta de bureta retraída para la adición de disolventes o reactivos de titración y tres toberas pulverizadoras para la limpieza. El brazo giratorio permite utilizar el Polytron para la preparación de muestras en gradillas de muestras múltiples.	
6.1462.260	Brazo giratorio con soporte para cabezal de titración, giro a la izquierda, externo Soporte para cabezal de titración para 786 Swing Head con posibilidad de girar hacia la posición exterior	
6.2058.040	Reforzamiento del brazo giratorio para el 786 Swing Head Reforzamiento del brazo giratorio para la estabilización del brazo giratorio conectado con el Swing Head 786 mediante el manejo de diferentes herramientas	

6.2058.090

Reforzamiento para SwingHead R

Reforzamiento para 786 Swing Head (a partir de la serie 31) para el uso de brazos articulados con función disyuntora

