



802 Stirrer para cambiador de muestras

2.802.0020

Agitador de varilla para cambiador de muestras y Sample Processor.

Con hélice de agitador 6.1909.020 de 104 mm y cable montado fijo.

Partes/accesorios 2.802.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer para 727 Ti Stand Agitador de varilla con regulador de velocidad 6.2137.000 separado y hélice de agitador 6.1909.010.



1 PCS

6.1909.020

Hélice de agitador / 95 mm

Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado:
104 mm Para usar en vasos con Agitador de varilla 722, 802



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1909.050	Hélice de agitador / 102 mm Hélice para el 802 Stirrer si éste se utiliza con gradillas de muestras para vasos de 120 mL (6.1459.300)	
6.1909.060	Hélice de agitador / 95 mm Agitador de hélice con 3 paletas para agitación intensa	