



813 VA Compact Autosampler

2.813.0020

Cambiador de muestras para la sencilla automatización de sistemas VA con bomba peristáltica integrada para la transferencia de las muestras. El cambiador de muestras se puede usar con el 746 VA Trace Analyzero el 797 VA Computrace. Capacidad: 18 muestras

Partes/accesorios 2.813.0020


Qt.	Order no.	Descripción	
1 PCS	1.813.0010	813 Compact Autosampler Cambiador de muestras compacto para 36 muestras con un volumen de 11 ml ó 2,5 ml. Bomba de tubo integrada, 4 secuencias preprogramables, teclado separado para ajustes, mando a distancia por interface «Remote».	
1 PCS	6.2751.070	Cubierta de seguridad Cubierta de seguridad para el 813 Compact IC Autosampler.	
1 PCS	6.2752.010	Tapa de conector Para 717, 730, 760 Sample Changer, IC Sample Processor, 774 Oven Sample Processor	

1 PCS

6.1822.410

Tubo capilar de conexión de PEEK

Tubo capilar de conexión para la transferencia de muestras con cambiadores de muestras, 1 x M6, diámetro interior 0.5 mm, para el análisis de trazas




2 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltimetría



1 PCS

6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 PCS

6.2621.060

Llave de boca 5/16 in.

Para tornillos 5/16 in. Para aparatos CI



2 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.030

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 4x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 4 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.2833.000

Soporte aguja/cánula 1/8 in

Para procesadores de muestras CI/VA. Para cánulas de 1/18 in.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2141.170	Cable 797 VA Computrace - 813 Compact Sample Changer - 731 Relay Box



2.772.0110 772 Pump Unit

Bomba peristáltica para conectar directamente a procesadores de muestras.



2.823.0010 823 Membrane Pump Unit

Bomba de membrana para conexión directa a los procesadores de muestras.

