



827 pH lab; 230 V, UE con Unitrode

2.827.0214

pH-metro para laboratorio con interfaz IrDa y Unitrode 6.0258.600

Partes/accesorios 2.827.0214

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.0258.600	Unitrode con Pt1000

Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado para titulación/medida de pH. Este electrodo es especialmente apto:

- para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas
- para temperaturas elevadas
- para medidas de larga duración



El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación.

Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación.

Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a $T > 80 \text{ °C}$: Idrolyte, conservación en Idrolyte.

1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2104.600

Cable de electrodo para el cabezal enchufable U /enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.



1 PCS

6.2161.010

Bloque de alimentación con enchufe EU 230V/6V DC

Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2307.230	Soluciones tampón pH con pH 4/7/9 Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9	
6.2325.000	juego pHit Juego de mantenimiento para electrodos de pH El juego contiene: • 50 mL solución de lavado • 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ • 50 mL solución de almacenamiento • 2 recipientes de almacenamiento • Instrucciones de uso	