



833 Advanced IC Liquid Handling Sample Preparation Unit

2.833.0030

Preparación de muestras inline Metrohm para el análisis de aniones. Óptima para la neutralización inline de bases fuertes. Intercambiador de cationes de uso universal. Capacidad ilimitada gracias a regeneración y lavado offline.

Partes/accesorios 2.833.0030

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1803.020	Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m Para todos los aparatos CI



2 PCS

6.2128.180

Cable de conexión 762/830 - 752/753/754/833

Para conexión Interface CI - Unidad de bomba CI, Módulo supresor CI,
Unidad de diálisis CI o IC Liquid Handling Unit



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.030

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 4x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 4 unidades. Para aparatos
CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



2 PCS



6.2821.120

Filtro inline 2 µm

Filtro inline 2 µm.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1803.030	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis	
6.1826.060	Tubo flexible de bomba (naranja/amarillo) Para Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Caja de tubos Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.	
6.2821.130	Filtro de recambio para filtro inline Filtro de recambio para filtro inline.	

6.2835.000

Rotor SPM A

Rotor para preparación de muestras inline con intercambio catiónico



6.2835.010

Pieza de conexión para MSM y módulo SPM

Pieza de conexión universal para MSM en Professional IC Vario y aparatos Compact Flex, así como para MSM-HC y módulo SPM. Con tubos de alimentación y descarga.

