



838 Advanced VA Sample Processor

2.838.0310

El 838 Advanced VA Sample Processor es un cambiador de muestras para la determinación automática de aditivos orgánicos en baños galvánicos con ayuda de la «voltamperometría de redisolución cíclica» (CVS) junto con el 797 VA Computrace. Las series de abrillantadores («Brighteners») y supresores («Suppressors») pueden ser analizadas sucesivamente sin supervisión. La gradilla de muestras suministrada tiene capacidad para hasta 56 muestras de 11 mL o 50 mL como máximo.

El 838 Advanced VA Sample Processor dispone de un editor de métodos flexible para poder adaptar la secuencia de análisis a las necesidades del usuario. El teclado independiente permite acceder al editor de métodos y al resto de ajustes del aparato. Durante la determinación de una serie de muestras, el 838 Advanced VA Sample Processor se controla a distancia desde el 797 VA Computrace.

El aparato se entrega con los accesorios, la gradilla de muestras, el teclado y los accesorios para el montaje de un puesto completo de trabajo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.838.0310

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.838.0010	838 Advanced IC Sample Processor Procesador de muestras CI Advanced en versión estándar.
		
1 PCS	6.1618.020	Adaptador de rosca / S40 en GL45 Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.
		
1 PCS	6.1805.020	Tubo de FEP / M6 / 52 cm Con protección contra luz y doblado.
		
1 PCS	6.1805.060	Tubo de FEP / M6 / 60 cm Con protección contra luz y doblado.
		

1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1808.000 Manguito de conexión M6



2 PCS 6.1808.020 Oliva de tubo con rosca interior M6

1 rosca interior M6 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Pieza de racores para unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS 6.1819.010 Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA




1 PCS

6.1822.420

Tubo capilar de conexión de PEEK

Tubo capilar de conexión para la transferencia de muestras con cambiadores de muestras, 1 x M6, diámetro interior 0.75 mm, para la determinación de aditivos orgánicos con CVS




2 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltametría



2 PCS

6.1826.150

Tubo flexible de bomba (violeta/amarillo)

Para el Procesador de muestras VA 838 Advanced y todos los aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.1831.070

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 70 cm






Para cambiadores de muestras, para transferencia de grandes volúmenes de muestras, por ej. para la determinación de «brighteners».



Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



Soporte para Dosino para el 838 / 858 IC Sample Processor y para el 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2141.290

Cable de conexión 843 Pump Station - 838 Advanced Sample Processor

Cable para conexión a distancia entre 843 Pump Station y 838 Advanced Sample Processor .



1 PCS

6.2142.050

Teclado para 838 Advanced Sample Processor

Teclado para 838 Advanced IC/VA Sample Processor



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 Llave hexagonal 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 Llave
Para apretar conexiones



1 PCS 6.2743.057 Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS 6.2744.010 Tornillo de presión 5x
Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



4 PCS

6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.




1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



1 PCS

6.2833.020

Soporte de aguja 1/8 in con racor de tubo M6

Para procesadores de muestras. Para conexión de tubos de FEB con rosca M6



1 PCS

6.2846.000

Aguja de muestras de óxido de circonio

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la voltamperometría.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station para los sistemas compactos VA	
	La 843 Membrane Pump Station tiene dos bombas de membrana incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace. La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station para los sistemas compactos VA	
	La 843 Peristaltic Pump Station tiene dos bombas peristálticas incorporadas que se pueden controlar mediante señal Remote directamente desde el 797 VA Computrace. Sirve para el lavado y el vaciado automáticos del vaso de medida en sistemas CVS y VA automáticos y semiautomáticos con el 797 VA Computrace. La variante para la voltamperometría dispone de todos los accesorios para el vaciado y el lavado automáticos del vaso de medida.	
6.2743.050	Recipiente de muestras 11 mL	
	2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA. Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.	