



843 Pump Station (membrana) - lavado /aspiración para Compact Sample Changer

2.843.0030

La 843 Pump Station (membrana) tiene integradas dos bombas de membrana que se pueden controlar directamente desde el 869 Compact Sample Changer a través de señales «remoter». La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios necesarios para el vaciado automático del recipiente de valoración y el lavado del equipo de valoración. El equipo ha sido concebido para ser usado con el 869 Compact Sample Changer.

Partes/accesorios 2.843.0030

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0020	843 Pump Station (membrana)
La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas. Estas se pueden controlar a través del interface, bien directamente por señales remotas o, manualmente, por medio de teclas.		



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



4 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.200

Tubo PTFE / M8 / 0.5 m



3 PCS

6.1805.420

Tubo de FEP / M6 / 48 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.240

Distribuidor lavado / aspiración para 869 Compact
Sample Changer

Distribuidor con conexión 3 x M6, 1 x M8 y 2 x 1/8 para el uso de equipo
de lavado y / o aspiración en el 869 Compact Sample Changer.



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2141.260	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus y Titrino plus Cable de distribución para conexión «remote» del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	
6.2740.030	Tobera de lavado La disolución de lavado se aplica en forma de chorro muy fino para obtener la eliminación óptima de capas sobre los electrodos y los accesorios de valoración. Para el equipo de valoración ECO 6.5613.000	