



843 Pump Station (peristáltica) - lavado /aspiración

2.843.0130

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el 869 Compact Sample Changer a través de señales «remote». La versión lavado / aspiración está equipada con todos los accesorios necesarios para el vaciado automático del recipiente de valoración y el lavado del equipo de valoración. Los accesorios han sido concebidos para el uso con el 869 Compact Sample Changer.

Partes/accesorios 2.843.0130

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.		



1 PCS

6.1543.120

Punta de aspiración / Rosca M8

Punta de aspiración, si se usa el tubo de aspiración 6.1805.200



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



4 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.200

Tubo PTFE / M8 / 0.5 m



3 PCS

6.1805.420

Tubo de FEP / M6 / 48 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.240

Distribuidor lavado / aspiración para 869 Compact
Sample Changer

Distribuidor con conexión 3 x M6, 1 x M8 y 2 x 1/8 para el uso de equipo
de lavado y / o aspiración en el 869 Compact Sample Changer.



2 PCS

6.1812.000

Tubo PTFE 4 mm/6 mm/4 m



4 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



2 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2141.260	Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus y Titrino plus Cable de distribución para conexión «remote» del Compact Sample Changer a Dosimat plus y otros aparatos (p.ej. Titrino plus o Pump Station).	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	
6.2740.030	Tobera de lavado La disolución de lavado se aplica en forma de chorro muy fino para obtener la eliminación óptima de capas sobre los electrodos y los accesorios de valoración. Para el equipo de valoración ECO 6.5613.000	
6.2761.000	Cubierta de seguridad para 843 Pump Station (peristáltica) La bomba peristáltica solo puede operarse con la cubierta de seguridad colocada.	