



# 845 Eluent Synthesizer con un Dosino

2.845.0010

Valid ICTM - cromatografía iónica con eluyentes certificados Novedad para la cromatografía iónica


- preparación de eluyentes - totalmente automática y económica
- series de dilución - con precisión de 1 por mil
- estándares - mezcla precisa y sencilla
- Valid ICTM - todos los pasos en conformidad con GLP y con certificado

845 Eluent Synthesizer: la técnica más sencilla y precisa para crear reactivos de CI

- reducción considerable de los gastos de laboratorio
- preparación económica de eluyentes a partir de concentrados
- elaboración muy precisa con tecnología Dosino
- excelente reproducibilidad de lote a lote
- ajuste automático del pH
- manejo sencillo con el ratón o tablet PC
- cálculo independiente de volumen y concentración
- series de eluyentes, estándares y diluciones con documentación GLP y certificado
- seguridad gracias a «Audit Trail, firma electrónica y diferentes niveles de usuarios
- precisión y calidad «Made in Switzerland

## Partes/accesorios 2.845.0010

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.845.0010 | 845 Eluent Synthesizer con un Dosino<br><br>Valid ICTM - cromatografía iónica con eluyentes certificadosNovedad para la cromatografía iónica<br><ul style="list-style-type: none"><li>• preparación de eluyentes - totalmente automática y económica</li><li>• series de dilución - con precisión de 1 por mil</li><li>• estándares - mezcla precisa y sencilla</li><li>• Valid ICTM - todos los pasos en conformidad con GLP y con certificado</li></ul><br>845 Eluent Synthesizer: la técnica más sencilla y precisa para crear reactivos de Cl<br><ul style="list-style-type: none"><li>• reducción considerable de los gastos de laboratorio</li><li>• preparación económica de eluyentes a partir de concentrados</li><li>• elaboración muy precisa con tecnología Dosino</li><li>• excelente reproducibilidad de lote a lote</li><li>• ajuste automático del pH</li><li>• manejo sencillo con el ratón o tablet PC</li><li>• cálculo independiente de volumen y concentración</li><li>• series de eluyentes, estándares y diluciones con documentación GLP y certificado</li><li>• seguridad gracias a «Audit Trail, firma electrónica y diferentes niveles de usuarios</li><li>• precisión y calidad «Made in Switzerland</li></ul> |
| 1 PCS | 6.1602.180 | Adaptador para 845<br><br>Adaptador para la botella de eluyente del Eluent Synthesizer sin ajuste del pH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



1 PCS

6.1838.000

Tubo de conexión FEP para 845, 1 x M6 / 45 cm

Conexión del Eluent Synthesizer y la botella de eluyente



1 PCS

6.2248.010

Placa magnética , 15 x 68 mm, 3 piezas

Para Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45




3 PCS

6.1803.130

Tubo capilar 1/8 in. / 1/16 in. d.i. / 1.5 m

Tubo para conectar los eluyentes y el Eluent Synthesizer



1 PCS

6.1816.020

Tubo de silicona 6 mm d.i., 1 m

Para tubos flexibles de vaciado



1 PCS

6.1903.060

Varilla de agitación / 30 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, longitud 30 mm. Para Eluent Synthesizer.



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS      6.2739.000      Llave  
Para apretar conexiones



---

1 PCS      6.2744.170      Tornillo de presión PEEK UNF 1/4-28, 3 piezas  
Para fijar al Eluent Synthesizer los tubos capilares de los componentes  
eluyentes



---

1 PCS      6.2803.010      Grasa (2 g)  
Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver  
6.2713.XXX



## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5329.000 | Equipo para el ajuste del pH en el Eluent Synthesizer 845<br><br>Ajuste del pH para el Eluent Synthesizer. Incluye electrodo de pH y otros accesorios.                       |    |
| 6.1602.160 | Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45<br><br>Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración. |    |
| 6.1608.030 | Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45                                                                                                                                  |  |
| 6.1609.000 | Tubo de adsorbedor / grande y doblado<br><br>Para llenar con material de adsorción.                                                                                          |  |

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



---

6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9

