




IC Amperometric Detector


2.850.9110

Detector amperométrico inteligente y compacto para los aparatos CI inteligentes. La extraordinaria selectividad mediante los cuatro modos de medida: DC, PAD, flexIPAD y CV; así como su excelente relación señal/ruido y su rápida disponibilidad para la medida, garantizan una gran precisión de la medida.

Partes/accesorios 2.850.9110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.850.9110	IC Amperometric Detector


Detector amperométrico inteligente y compacto para los aparatos CI inteligentes. La extraordinaria selectividad mediante los cuatro modos de medida: DC, PAD, flexIPAD y CV; así como su excelente relación señal /ruido y su rápida disponibilidad para la medida, garantizan una gran precisión de la medida.



1 PCS 6.1831.010 Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m
Para todos los componentes CI.



1 PCS 6.2165.000 Cable de conexión a 61257XXX
Cable de conexión para celda de detector amperométrico.



1 PCS 6.2744.014 Tornillo de presión 2x
Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS 6.2813.040 Celda artificial para IC Amperometric Detector.
Celda artificial para pruebas de rendimiento.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.5333.000	Juego IQ/OQ para Cl El juego IQ/OQ para Cl contiene todas las piezas y soluciones estándar necesarias para IQ/OQ en la cromatografía iónica.	
6.5337.000	Juego de accesorios Cl de celda Wall-Jet: sin electrodos Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales, sin electrodos.	
6.5337.010	Juego de accesorios Cl de celda Wall-Jet: carb (Au, Pd) Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis de hidrato de carbono con un electrodo de trabajo de oro y un electrodo de referencia Pd.	
6.5337.020	Juego de accesorios Cl de celda Wall-Jet: cianuro (Ag, Pd) Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis de cianuro con un electrodo de trabajo de plata y un electrodo de referencia Pd.	

6.5337.030

Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: anión (GC, Ag/AgCl).

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis aniónico con un electrodo de referencia de Glassy Carbon y uno de Ag/AgCl.



6.1257.010

Celda Wall-Jet

Celda de detector amperométrico con geometría Wall-Jet.



6.1257.210

Electrodo de trabajo Au, 3 mm

Electrodo de trabajo de oro para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.220

Electrodo de trabajo GC

Electrodo de trabajo de Glassy Carbon vítreo para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.230

Electrodo de trabajo Pt

Electrodo de trabajo de platino para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.240

Electrodo de trabajo Ag

Electrodo de trabajo de plata para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.260

Electrodo de trabajo Au, 2 mm

Electrodo de trabajo de oro para la detección amperométrica, 2 mm de diámetro.



6.1257.720

Electrodo de referencia Ag/AgCl para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata para la detección amperométrica.



6.1257.740 Electrodo de referencia Pd para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de paladio para la detección amperométrica



6.1257.810 Spacer 50 µm para celda Wall-Jet.

Spacer 50 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.



6.1257.830 Spacer 25 µm para celda Wall-Jet

Spacer 25 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.



6.1257.100 Celda Thin-Layer

Celda de detector amperométrico con geometría Thin-Layer. Para aplicaciones especiales y sistemas con reacciones superiores (p. ej., acoplamientos MS de amperometría).



6.5337.200 Juego de accesorios CI de celda Thin-Layer: sin electrodos

Juego de accesorios compuesto por una celda Thin-Layer con accesorios adicionales, sin electros.



6.2802.200 Kit de mantenimiento de electrodos de trabajo 6.1257.2XX

Herramienta para la eliminación del material PEEK restante y para el pulido posterior de los electrodos de trabajo, incl. discos de pulido.



6.2802.210 Discos de pulido del kit de mantenimiento 6.2802.200

Discos de pulido de repuesto de la herramienta de mantenimiento para los electrodos de trabajo 6.1257.2XX.



6.1257.820 Spacer 50 μ m para celda «thin-layer».

Spacer 50 μ m para celda amperométrica «thin-layer», 3 unidades.



6.1257.840

Spacer 25 µm para celda «thin-layer».

Spacer 25 µm para celda amperométrica «thin-layer, 3 unidades.



6.1257.270

Electrodo de trabajo de Cu, 2 mm

Electrodo de trabajo de cobre para la detección amperométrica, 2 mm de diámetro. Electrodo de trabajo alternativo al electrodo de oro en el análisis de hidrato de carbono.



6.5000.200

Kit de accesorios: IC Amperometric Detector

Kit de accesorios opcionales para el IC Amperometric Detector para realizar determinaciones en soluciones poco conductoras.



6.5337.210

Juego de accesorios CI: Celda Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

El juego de accesorios consiste en una celda Thin-Layer con accesorios adicionales, con electrodos para el análisis de carbohidratos con un electrodo de trabajo chapado en oro y un electrodo de referencia de paladio.

