



858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes

2.858.0130

El 858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes permite el tratamiento totalmente automático de series de muestras de lubricantes para la determinación de la concentración de antioxidantes en combinación con aparatos de voltamperometría de uso profesional y el software viva. Este sistema es controlado directamente por el software viva. La gradilla de muestras suministradas contiene 24 muestras que se extraen automáticamente del cambiador de muestras antes de la determinación para la preparación de muestras.

El 858 Professional Sample Processor VA para antioxidantes se entrega con el brazo giratorio montado, incluidos los accesorios, la gradilla de muestras, el agitador magnético y el cable de conexión para el montaje de un puesto completo de trabajo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.858.0130

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa muestras de 500 μ L a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.




1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Agitador magnético para cambiadores de muestras.

El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras.



1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (longitud del cable 0,65 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0,65 m).



24 PCS

6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad



1 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1803.020

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

Para todos los aparatos CI



1 PCS

6.1808.010

Pieza de conexión 2xM6

2 roscas exteriores M6. Pieza de racores para unidades intercambiables y para el 676 Sample Changer



1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1808.060

Conector en T / M6 interior

3 roscas M6 interiores



1 PCS

6.1819.080

Tubo de alimentación de gas

Para aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1826.430

Tubo de bomba Tygon MHLL (amarillo/azul), 2 topes

Para la determinación de antioxidantes en voltamperometría



1 PCS

6.1829.080

Tubo de aspiración / M6 / 0.3 m



1 PCS

6.1831.020

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm

Para todos los componentes Cl.



24 PCS

6.1903.010

Varilla de agitador / 12 mm

Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 12 mm de largo



1 PCS

6.2037.040

Soporte de láminas

Soporte de láminas para vasos de muestras 75 mL para cambiadores de muestras Karl Fischer



1 PCS

6.2041.340

Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



4 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro


Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.2744.290

3 conectores en T UNF 10/32 con soporte




1 PCS

6.2744.350

Tornillo de presión PEEK 14 mm, 3 unidades

Con conector UNF 10/32. Para conectar capilares PEEK al Absorber Module.



4 PCS

6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.




1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



1 PCS

6.2820.000

Lámina de Al

1000 arandelas de 80 mm de diámetro. Espesor de lámina: 0,010 mm.
Junto con soporte de lámina 6.2037.030 para vasos de muestras
6.1432.210. Para 674 KF Sample Changer



1 PCS

6.2833.020

Soporte de aguja 1/8 in con racor de tubo M6

Para procesadores de muestras. Para conexión de tubos de FEB con rosca
M6



1 PCS

6.2841.110

Estación de lavado para juego de accesorios de
pipeteado

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta
de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la
cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una
perforación segura de la tapa del vial.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

