



859 Titrotherm completo con tiamo™

2.859.1010

Titulador controlado por ordenador para la titulación termométrica. Incluye todos los accesorios necesarios para la titulación (bureta de 10 mL, stand de titulación con agitador de hélice, Thermoprobe, recipiente de titulación y tiamo™ light).

Partes/accesorios 2.859.1010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm



1 PCS

1.802.0010

802 Rod Stirrer para 727 Ti Stand

Agitador de varilla con regulador de velocidad 6.2137.000 separado y hélice de agitador 6.1909.010.



1 PCS

1.804.0010

804 Ti Stand sin soporte

Stand de valoración y regulador para 802 Stirrer. Junto con el 802 Stirrer ofrece una alternativa al agitador magnético. Sin soporte.



1 PCS

6.1414.010

Parte superior del recipiente de titulación con 5 orificios



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1909.010

Hélice de agitador / 87 mm

'Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado: 96 mm. Para usar en vasos con Agitador de varilla 722, 802.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2026.010

Consola de soporte con barra de soporte

Completo, con barra de soporte, long. total 42 cm. Para el uso del Agitador magnético 649, 728 solo (sin Dosimat)



1 PCS

6.2036.000

Anillo de retención para recipiente de titración



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2727.010

Cono intermedio EN

Para electrodos auxiliares y de referencia en el recipiente de medida y valoración con parte superior 6.1414.010



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



1 PCS

6.9011.020

Thermoprobe

Sensor de temperatura de alta sensibilidad para la titulación termométrica con el Titrotherm 859.

El Thermoprobe tiene un tiempo de respuesta corto y una alta resolución y permite la detección precisa de los cambios de temperatura más pequeños.

Este sensor se puede utilizar en soluciones acuosas y no acuosas que no contienen HF, por ejemplo, la determinación de:

- Índice de acidez (TAN) según la ASTM D8045
- Índice de basicidad (TBN)
- Ácidos grasos libres
- Determinación de Ca/Mg
- Fosfato



1 PCS


1.800.0030

800 Dosino (longitud del cable 1,5 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 1,5 m).



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2061.010	Soporte de botella para Dosino Soporte de botella para hasta 2 Dosino, montado en botellas de reactivo de 1 L.	
6.2065.000	Soporte para colocación de los aparatos 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module Soporte para Organizador de reactivos sobre el Dosing Interface	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL 807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.	
6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL 807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.	

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



6.1575.150

807 Dosing Unit ETFE 5 mL

807 Dosing Unit de ETFE, 5 mL, destinada a dosificar reactivos alcalinos o ácido fluorhídrico (HF) con Dosinos. En comparación con un cilindro de vidrio, cabe esperar menos precisión y reproducibilidad.



6.1543.210

Tapón con tres puntas de bureta

Tapón con tres puntas de bureta para conectar tres tubos flexibles M6.



6.9011.040

Thermoprobe HF

Sensor de temperatura de alta sensibilidad para la titulación termométrica con el Titrotherm 859 en medios que contienen HF.

El Thermoprobe tiene un tiempo de respuesta corto y una alta resolución y permite la detección precisa de los cambios de temperatura más pequeños.

Este sensor puede utilizarse en soluciones ácidas que contengan fluoruro, pero no es resistente a disolventes orgánicos. Es adecuado, por ejemplo, para:

- La determinación de sodio
- Titulación de baños cáusticos



6.1450.210

Recipiente de titulación PFA / 10 a 90 mL

Para análisis de ultratrazas y soluciones con contenido de fluoruro.



6.2021.030

Portaelectrodo con dispositivo de lavado

Portaelectrodo con dispositivo de lavado para 4 electrodos y 2 puntas de bureta Conexión para agua de lavado, imán de conexión para agitador 722, 802. Para 727 Ti Stand

