



# 889 IC Sample Center

2.889.0010

El 889 IC Sample Center es un Autosampler de construcción robusta para un elevado número de muestras y optimizado para responder a los desafíos de un laboratorio analítico moderno. Funciona según el principio x-y-z y con un control de inyección de alta resolución para una inyección de muestra precisa. Un sistema de doble aguja permite perforar tapas de recipientes y septos. Una válvula de inyección PEEK completa el sistema de automatización del 889 IC Sample Center. Es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra.

Partes/accesorios 2.889.0010

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.889.0010

889 IC Sample Center

El 889 IC Sample Center es un Autosampler de construcción robusta para un elevado número de muestras y optimizado para responder a los desafíos de un laboratorio analítico moderno. Funciona según el principio x-y-z y con un control de inyección de alta resolución para una inyección de muestra precisa. Un sistema de doble aguja permite perforar tapas de recipientes y septos. Una válvula de inyección PEEK completa el sistema de automatización del 889 IC Sample Center. Es la solución de automatización perfecta para cuando se dispone de muy poca cantidad de muestra.



1 PCS

6.1608.110

Botella de lavado de 250 mL para IC Sample Center

Botella de lavado para solución de lavado en IC Sample Center.



2 PCS

6.1807.010

Pieza de conexión en Y para tubo flexible ID 6-9 mm

Racor para tubos flexibles de residuos.



2 PCS

6.1816.070

Tubo de silicona, 8/12 mm 1 m

Para el IC Sample Center



1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



---

2 PCS

6.2041.200

Gradilla de muestras, 48 x 11 mL, (Al)

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 48 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Material: aluminio (Al)



---

1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



---

1 PCS

6.2743.107

Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 100 unidades

100 recipientes de muestras



1 PCS

6.2743.127

Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE

100 unidades



---

1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



---

1 PCS



6.2816.200

Aguja de aire 80 mm, negro

Para IC Sample Center




## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                   |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1562.170 | Tubo de transferencia Tefzel de 1000 µL<br><br>Para IC Sample Center.                         |    |
| 6.1829.060 | Juego de capilares para unidad de jeringa<br><br>Para IC Sample Center                        |    |
| 6.2743.100 | Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 1000 unidades<br><br>1000 recipientes de muestras  |  |
| 6.2743.110 | Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 1000 unidades<br><br>1000 recipientes de muestras |  |

6.2743.117 Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 100 unidades  
100 recipientes de muestras



6.2743.120 Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE  
1000 unidades



6.2816.210 Aguja con un capilar, 15  $\mu$ L  
Para IC Sample Center



6.5333.000 Juego IQ/OQ para CI  
El juego IQ/OQ para CI contiene todas las piezas y soluciones estándar necesarias para IQ/OQ en la cromatografía iónica.



6.7303.100 Vial de vidrio, 1,5 mL, 100 unidades


Puede utilizarse con los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) y 889 Sample Center.



---

6.7303.110 Septo para 67303100, 100 unidades

Puede utilizarse con el vial de vidrio 67303100 en los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), Autosampler MMS 5000 (AJ) y 889 Sample Center.



---

6.2041.210 Gradilla de muestras, 12 x 6 mL, (Al)

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 12 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.


Material: aluminio (Al)



---

6.1448.050 Cierre septo de aluminio / 1000 unidades

Con cierre septo de Al.



6.2419.000 Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 1000 unidades

Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.050, 1000 unidades



6.2621.110 Pinza de cierre septo

Pinza de cierre septo para cerrar recipientes de muestras de 6 mL (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2420.007 Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades



6.1448.067 Cierre de rosca con septo, 100 uds.

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.

