



## 889 IC Sample Center Basic

2.889.0030

El 889 IC Sample Center Basic es un Autosampler de construcción robusta para un elevado número de muestras y optimizado con el fin de responder a los desafíos de un laboratorio analítico moderno. Funciona según el principio x-y-z. Un sistema de doble aguja permite perforar tapas de recipientes y septos.

La transferencia de muestra tiene lugar mediante una bomba peristáltica en el sistema CI o con un 800 Dosino, por ejemplo con la aplicación de una técnica de inyección de loop parcial inteligente.

Compatible con MagIC Net 4.1 y versiones superiores.

Partes/accesorios 2.889.0030

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

2 PCS      6.1807.010      Pieza de conexión en Y para tubo flexible ID 6-9 mm  
Racor para tubos flexibles de residuos.



---

2 PCS      6.1816.070      Tubo de silicona, 8/12 mm 1 m  
Para el IC Sample Center



---

2 PCS      6.2041.200      Gradilla de muestras, 48 x 11 mL, (Al)

Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 48 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Material: aluminio (Al)



---

1 PCS      6.2151.020      Cable USB A - USB B / 1.8 m  
Cable de conexión USB



1 PCS

6.2743.107

Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 100 unidades

100 recipientes de muestras



1 PCS

6.2743.127

Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE

100 unidades



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1448.057 | Cierre septo de aluminio / 100 unidades<br><br>Con cierre septo de Al.                                                                                                                                                                   |    |
| 6.1448.067 | Cierre de rosca con septo, 100 uds.<br><br>Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL<br>6.2420.007, 100 uds.                                                                                                       |    |
| 6.2041.210 | Gradilla de muestras, 12 x 6 mL, (Al)<br><br>Gradilla de muestras para 889 IC Sample Center, apta para 12 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2419.000.<br><br>Material: aluminio (Al) |  |
| 6.2419.007 | Recipiente de muestra de vidrio de 6 mL, 100 unidades<br><br>Recipiente de muestra de vidrio para muestra de hasta 6 mL, apto para septo 6.1448.057, 100 unidades                                                                        |  |

6.2420.007 Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades



---

6.2621.110 Pinza de cierre septo

Pinza de cierre septo para cerrar recipientes de muestras de 6 mL (6.2419.000, 6.2419.007).



---

6.2743.100 Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 1000 unidades

1000 recipientes de muestras



---

6.2743.107 Viales PP de 0,7 mL para IC Sample Center, 100 unidades

100 recipientes de muestras



6.2743.110 Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 1000 unidades  
1000 recipientes de muestras




---

6.2743.117 Frascos PP de 0,3 mL para IC Sample Center, 100 unidades  
100 recipientes de muestras



---

6.2743.120 Septo para 6.2743.1XX Si/PTFE  
1000 unidades



---

6.7303.100 Vial de vidrio, 1,5 mL, 100 unidades


Puede utilizarse con los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) y 889 Sample Center.



6.7303.110

Septo para 67303100, 100 unidades

Puede utilizarse con el vial de vidrio 67303100 en los siguientes cambiadores de muestras: Liquid Autosampler CIC (TEI), Autosampler MMS 5000 (AJ) y 889 Sample Center.



---

6.05330.220

Juego de accesorios CI: loop completo, PP, 889 Basic

El juego de accesorios CI incluye todos los accesorios necesarios para transferir muestras del 889 IC Sample Center Basic con la bomba peristáltica al cromatógrafo iónico.



---

6.2816.220

Aguja con un capilar, 79 µL

Para el 889 IC Sample Center Basic



---

6.05330.230

Juego de accesorios CI: MiPT, 889 Basic

Set de accesorios para el montaje de un Dosino para Partial Loop Injection en combinación con el 889 Basic (28890030 y 28890040)

