



910 PSTAT mini

2.910.0010

El aparato de iniciación ideal en la electroquímica

910 PSTAT mini es un potenciostato con conexión USB, pequeño, compacto y controlado por ordenador, útil tanto para la formación como para aplicaciones sencillas en el campo de la investigación y el desarrollo. El PSTAT Software suministrado es intuitivo y fácil de manejar y cuenta con las técnicas de medición electroquímicas más importantes. En el volumen de suministro están incluidos los económicos sensores de película gruesa de un solo uso, que pueden utilizarse directamente sin preparación ni acondicionamiento previos. Cada sensor contiene los 3 electrodos

necesarios: el electrodo de trabajo de carbono, oro o platino de un diámetro de 4 mm, un electrodo de referencia de plata y un electrodo auxiliar de carbono en un soporte cerámico.

Los usos principales

- Formación en electroquímica (prácticas de estudiantes, pruebas de demostración)
- Investigación y desarrollo electroquímicos (desarrollo de sensores, reversibilidad de reacciones electroquímicas, cinética de reacción)

Las ventajas más importantes

- Pequeño y compacto
- Económico
- Sensores de un solo uso sin necesidad de mantenimiento
- Alimentación eléctrica por USB
- PSTAT Software sencillo e intuitivo

El 910 PSTAT mini se entrega en un maletín de transporte con los siguientes accesorios:

- 6.2163.000 Cable de electrodo para 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Cable de conexión para Dummy Cell
- 6.1412.000 Vaso de medida
- 6.1412.010 Tapa para vaso de medida 6.1412.000
- 6.2703.020 Base para vaso de medida 6.1412.000
- Cable USB mini
- CD del software
- Dummy Cell
- Una selección de electrodos de película gruesa (SPE): 30 electrodos de carbono, 30 electrodos de oro y 15 electrodos de platino

Partes/accesorios 2.910.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

El aparato de iniciación ideal en la electroquímica

910 PSTAT mini es un potenciostato con conexión USB, pequeño, compacto y controlado por ordenador, útil tanto para la formación como para aplicaciones sencillas en el campo de la investigación y el desarrollo. El PSTAT Software suministrado es intuitivo y fácil de manejar y cuenta con las técnicas de medición electroquímicas más importantes. En el volumen de suministro están incluidos los sensores de película gruesa de un solo uso, que pueden utilizarse directamente sin preparación ni acondicionamiento previos.



El 910 PSTAT se entrega en un maletín de transporte con los siguientes accesorios:

- 6.2163.000 Cable de electrodo para 910 PSTAT mini
- 6.2163.010 Cable de conexión Dummy Cell
- 6.1412.000 Vaso de medida
- 6.1412.010 Tapa para vaso de medida 6.1412.000
- 6.2703.020 Base para vaso de medida 6.1412.000
- Cable USB mini
- CD del software
- Dummy Cell
- Una selección de electrodos de película gruesa (SPE): 30 electrodos de carbono y oro y 15 electrodos de platino

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2163.020	Cable remoto para 910 PSTAT mini	
