



919 IC Autosampler plus para CVS

2.919.0120

El 919 IC Autosampler plus para CVS es apto para la determinación totalmente automática de pequeñas series de muestras de aditivos orgánicos en baños galvánicos como abrillantadores y supresores mediante voltamperometría de redisolución cíclica (CVS, por sus siglas en inglés) junto con los aparatos Professional VA/CVS y viva. El sistema se controla directamente a través del software viva y permite el cambio automático de métodos entre los distintos tipos de determinación. La gradilla de muestras suministrada tiene capacidad para 14 muestras de un máximo de 50 mL.

El 919 IC Autosampler plus para CVS se entrega con los accesorios, la gradilla de muestras y el cable de conexión incluidos para el montaje de un puesto de trabajo completo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.919.0120

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.919.0020

919 IC Autosampler plus

El 919 IC Autosampler plus satisface los requisitos de laboratorios con un número medio de muestras. Con él se pueden automatizar los diferentes instrumentos de cromatografía iónica de Metrohm.



1 PCS

6.1458.080

Cabezal de transferencia para 919 IC Autosampler plus para aplicaciones VA y CVS.



1 PCS

6.1803.020

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

Para todos los aparatos CI



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.




2 PCS

6.1826.020

Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)

Para aparatos CI online y automatización en la voltimetría



1 PCS

6.1831.020

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.1835.050

Aguja de aspiración de muestras PEEK

Para cambiadores de muestras, para transferencia de grandes volúmenes de muestras, por ej. para la determinación de «brighteners».



1 PCS

6.2041.490

Gradilla de muestras, 28 x 50 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 919 Autosampler plus y 858 Professional Sample Processor, apta para 28 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2747.010.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 Llave hexagonal 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2739.000 Llave
Para apretar conexiones



2 PCS 6.2744.010 Tornillo de presión 5x
Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS 6.2744.060 Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro


Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.2744.290

3 conectores en T UNF 10/32 con soporte



4 PCS

6.2747.010

Recipiente de muestras de 50 mL

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



1 PCS

6.2752.110

Soporte para conector en T a 919 IC Autosampler plus



1 PCS

6.2833.030

Soporte de aguja 1/8 in. para 863
Compact Autosampler

Soporte de aguja 1/8 in. para 863 Compact Autosampler

