



919 IC Autosampler plus para VA

2.919.0130

El 919 IC Autosampler plus para VA es apto para la determinación de trazas de metales pesados totalmente automática en pequeñas series de muestras mediante polarografía y voltamperometría junto con los aparatos Professional VA y viva. El sistema se controla directamente a través del software viva y permite el cambio automático de métodos entre los distintos tipos de determinación. La gradilla de muestras suministrada tiene capacidad para 28 muestras de un máximo de 10 mL.

El 919 IC Autosampler plus para VA se entrega con los accesorios, la gradilla de muestras y el cable de conexión incluidos para el montaje de un puesto de trabajo completo, pero sin equipo de lavado.

Partes/accesorios 2.919.0130

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.919.0020

919 IC Autosampler plus

El 919 IC Autosampler plus satisface los requisitos de laboratorios con un número medio de muestras. Con él se pueden automatizar los diferentes instrumentos de cromatografía iónica de Metrohm.



1 PCS

6.1453.250

Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad



1 PCS

6.1803.160

Capilar PTFE 0,75 mm d.i. / 3 m

Capilar PTFE para el uso en el 920 Absorber Module.



1 PCS


6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



2 PCS 6.1826.020 Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul)
Para aparatos CI online y automatización en la voltimetría



1 PCS 6.1831.020 Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm
Para todos los componentes CI.



1 PCS 6.2041.510 Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 1 x 250 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor, apta para 56 recipientes de muestras y 1 botella de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botella de lavado: tubos de digestión de 100 mL (CSB).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



1 PCS 6.2151.000 Cable USB A – Mini-DIN 8 polos
Cable para Controller



1 PCS

6.2621.080

Pinza para cortar capilares

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS 6.2739.000 Llave
Para apretar conexiones



1 PCS 6.2743.057 Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.




2 PCS 6.2744.010 Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS 6.2744.160 Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.2833.030

Soporte de aguja 1/8 in. para 863
Compact Autosampler

Soporte de aguja 1/8 in. para 863 Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.000

Aguja de muestras de óxido de circonio

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la
voltamperometría.

