



NIRS XDS RapidContent Solids Module

2.921.0120

Análisis rápidos, no destructivos, de sustancias sólidas y líquidas

El NIRS XDS RapidContent Analyzer permite realizar análisis rápidos y no destructivos de sustancias y fórmulas sólidas y líquidas. Con ayuda de un adaptador Iris se centra la muestra y así aumenta la reproducibilidad del análisis. Un reflector de oro permite la medida de muestras líquidas. El Solids Module del NIRS XDS RapidContent Analyzer amplía la gama de aplicaciones a prácticamente cualquier forma de muestras sólidas, ya sean polvos finos, granulados gruesos, pelets o copos.

Partes/accesorios 2.921.0120

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Análisis rápidos, no destructivos, de sustancias sólidas y líquidas

El NIRS XDS RapidContent Analyzer permite realizar análisis rápidos y no destructivos de sustancias y fórmulas sólidas y líquidas. Con ayuda de un adaptador Iris se centra la muestra y así aumenta la reproducibilidad del análisis. Un reflector de oro permite la medida de muestras líquidas. El Solids Module del NIRS XDS RapidContent Analyzer amplía la gama de aplicaciones a prácticamente cualquier forma de muestras sólidas, ya sean polvos finos, granulados gruesos, pelets o copos.



Celda de muestras NIRS XDS para la medida de reflexión de muestras con diferentes superficies.



Adaptador Iris para la focalización de los recipientes de muestras pequeños, el patrón de reflexión, diferentes viales o un recipiente de transflexión en el NIRS XDS RCA Analyzer, NIRS XDS MasterLab Analyzer y NIRS XDS MultiVial Analyzer



Se precisa un patrón de reflexión para la calibración del monocromador con el módulo de muestras.

Para la fijación del patrón de calibración se utiliza un soporte en donde se posiciona el patrón.

Se precisan un patrón de reflexión y el soporte correspondiente para:

- NIRS XDS MultiVial Analyzer (número de pedido: 29211210)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (número de pedido: 2.921.1310)



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7402.200	Tapones de cierre para 6.7402.110 123 tapones de cierre para viales desechables de 15 mm para reflexión.
6.7402.210	Tapones de cierre para 6.7402.120 225 tapones de cierre para viales desechables de 19 mm para reflexión.
6.7402.220	Tapones de cierre para 6.7402.130 172 tapones de cierre para viales desechables de 22 mm para reflexión.
6.7402.230	Tapones de cierre para 6.7402.140 216 tapones de cierre para viales desechables de 28 mm para reflexión.



6.7402.110

Viales desechables, 15 mm, para reflexión

123 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 15 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



6.7402.120

Viales desechables, 19 mm, para reflexión

225 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 19 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



6.7402.130

Viales desechables, 22 mm, para reflexión

172 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 22 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para instrumentos de análisis de materia sólida de las familias de productos XDS, DS2500 y OMNIS.



6.7402.140

Viales desechables, 28 mm, para reflexión

216 viales de vidrio desechables y cerrables con un diámetro de 28 mm para el análisis de sólidos en reflexión. Aptos para los siguientes instrumentos de análisis:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

