



NIRS XDS Transmission OptiProbe Module

2.921.0520

Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción de líquidos en laboratorios técnicos y plantas piloto

El NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permite una determinación eficiente de la combinación de productos acuosos, líquidos transparentes, disolventes y muestras viscosas. El aparato también es apto para el uso en laboratorios técnicos y aplicaciones atline en el marco de ampliaciones de procesos de producción. Para las muestras viscosas están disponibles viales desechables de vidrio NIRS que limitan los costes de limpieza al mínimo. El NIRS VialHeater disponible opcionalmente permite analizar muestras a una temperatura máxima de 200 °C.

Partes/accesorios 2.921.0520

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción de líquidos en laboratorios técnicos y plantas piloto

El NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permite una determinación eficiente de la combinación de productos acuosos, líquidos transparentes, disolventes y muestras viscosas. El aparato también es apto para el uso en laboratorios técnicos y aplicaciones atline en el marco de ampliaciones de procesos de producción. Para las muestras viscosas están disponibles viales desechables de vidrio NIRS que limitan los costes de limpieza al mínimo. El NIRS VialHeater disponible opcionalmente permite analizar muestras a una temperatura máxima de 200 °C.



Dispositivo de calibración NIRS para sonda de transmisión

