



NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer

2.921.1520

Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción de líquidos en laboratorios técnicos y plantas piloto

El NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permite la determinación eficiente de la composición de productos acuosos, líquidos transparentes, disolventes y muestras viscosas. El aparato también es apto para el uso en laboratorios técnicos y aplicaciones atline en el marco de ampliaciones de procesos de producción. Para las muestras viscosas están disponibles viales desechables de vidrio NIRS, lo que limita los costes de limpieza al mínimo. El NIRS VialHeater disponible opcionalmente permite analizar muestras a temperaturas de hasta 200 °C.

Partes/accesorios 2.921.1520

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

El resultado de la experiencia de 50 años en el área de la espectroscopia se ha aplicado al desarrollo de este espectrómetro de NIRSystems. Su tecnología exclusiva mejora la relación señal-ruido a alta resolución y aumenta la precisión y la exactitud. El monocromador patentado y el sistema de módulo de medida de estructura modular hacen que los aparatos de NIRSystems sean indispensables para la medida espectral de todos los tipos de muestras imaginables en la gama de longitudes de onda visibles y de infrarrojo cercano (400 - 2500 nm). Los módulos de medida se pueden sustituir sin problemas durante el funcionamiento. Esto permite al usuario aprovechar al máximo su gran flexibilidad en todos los campos de aplicación.



Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción de líquidos en laboratorios técnicos y plantas piloto

El NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer permite una determinación eficiente de la combinación de productos acuosos, líquidos transparentes, disolventes y muestras viscosas. El aparato también es apto para el uso en laboratorios técnicos y aplicaciones atline en el marco de ampliaciones de procesos de producción. Para las muestras viscosas están disponibles viales desechables de vidrio NIRS que limitan los costes de limpieza al mínimo. El NIRS VialHeater disponible opcionalmente permite analizar muestras a una temperatura máxima de 200 °C.



Kit de accesorios para monocromadores de laboratorio NIRS XDS




1 PCS

6.7430.030

Dispositivo de calibración NIRS para sonda de
transmisión

Dispositivo de calibración NIRS para sonda de transmisión



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7430.010	Piezas de repuesto NIRS XDS para aparato de laboratorio Las piezas de repuesto NIRS XDS para aparato de laboratorio constan de dos bombillas de repuesto, dos filtros de aire y cuatro fusibles. 
6.7430.000	Bombilla de repuesto NIRS XDS para aparato de laboratorio Bombilla de repuesto con 12 V y 50 W para el monocromador de los aparatos de laboratorio NIRS XDS 
6.7450.040	Patrón de longitudes de onda de transmisión NIRS Patrón de longitudes de onda de transmisión para NIRS XDS RLA Analyzer y NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer 

Vision Air - Software de espectroscopía universal.

Vision Air Complete es una solución de software moderna y fácil de usar para su empleo en entornos regulados.



Las ventajas de Vision Air son las siguientes:

- Aplicaciones de software individuales con interfaces de usuario personalizadas para garantizar un manejo intuitivo y fácil
- Fácil creación y mantenimiento de procedimientos operativos
- Base de datos SQL para una gestión de datos segura y sencilla

La versión Vision Air Complete (66072208) incluye todas las aplicaciones para el aseguramiento de la calidad mediante la espectroscopía Vis-NIR:

- Aplicación para la gestión de datos y aparatos
- Aplicación para el desarrollo de métodos
- Aplicación para análisis rutinarios

Más soluciones Vision Air Complete:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - Software de espectroscopía universal.

Vision Air Network es una solución de software moderna y fácil de usar. La versión de red permite la creación de una estructura de red global cliente-servidor con una base de datos central.



Las ventajas de Vision Air son las siguientes:

- Aplicaciones de software individuales con interfaces de usuario personalizadas para garantizar un manejo intuitivo y fácil
- Gestión de datos e instrumentos centralizada
- Configuración y actualización sencilla de varios dispositivos en pocos pasos

La versión Vision Air Network Complete (66072207) incluye todas las aplicaciones para el aseguramiento de la calidad mediante la espectroscopía Vis-NIR:

- Aplicación para una gestión de datos e instrumentos global
- Aplicación para el desarrollo de métodos
- Aplicación para los análisis rutinarios

Vision Air - Software de espectroscopía universal.

Vision Air Pharma Complete es una solución de software moderna y fácil de usar para su empleo en entornos regulados.



Las ventajas de Vision Air son las siguientes:

- Aplicaciones de software individuales con interfaces de usuario personalizadas para garantizar un manejo intuitivo y fácil
- Fácil creación y mantenimiento de procedimientos de trabajo
- Base de datos SQL para una gestión de datos segura y sencilla
- Cumple con todos los requisitos del Título 21 CFR Parte 11

La versión Vision Air Pharma Complete (66072209) incluye todas las aplicaciones para el aseguramiento de la calidad mediante la espectroscopía Vis-NIR:

- Aplicación para la gestión de datos e instrumentos
- Aplicación para el desarrollo de métodos
- Aplicación para análisis rutinarios

Vision Air - Software de espectroscopía universal.

Vision Air Pharma es una solución de software moderna y fácil de usar. La versión de red permite la creación de una estructura de red global cliente-servidor con una base de datos central.



Las ventajas de Vision Air son las siguientes:

- Aplicaciones de software individuales con interfaces de usuario personalizadas para garantizar un manejo intuitivo y fácil
- Gestión de datos e instrumentos centralizada
- Configuración y actualización sencilla de varios dispositivos en pocos pasos
- Cumple con todos los requisitos del Título 21 CFR Parte 11

La versión Vision Air Pharma Network Complete (66072210) incluye todas las aplicaciones para el aseguramiento de la calidad mediante la espectroscopía Vis-NIR:

- Aplicación para una gestión de datos e instrumentos global
- Aplicación para el desarrollo de métodos
- Aplicación para análisis rutinarios

Patrones de longitud de onda y de transmisión certificados (set de 6).

Patrones de longitud de onda y de transmisión certificados (0,25 AU, 0,5 AU, 1 AU, 1,5 AU y 2,0 AU) para NIRS XDS RapidLiquid Analyzer y NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer en un entorno regulado.



6.7430.060

Paño de limpieza de microfibra

Paño de limpieza para pantallas y ópticas.

