



943 Professional Reactor Vario

2.943.0110

El 943 Professional Reactor Vario es un reactor calentable diseñado especialmente para la derivatización pre- y post-columna. Conviene por su robustez, su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de realizar reacciones de hasta 150 °C.

Partes/accesorios 2.943.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS

6.1015.100

Metrosep BP 1 Guard/2,0

La Metrosep BP 1 Guard/2,0 se utiliza para generar una presión de trabajo suficientemente alta en las vías de flujo de los reactivos post-columna. Se utiliza en combinación con una bomba de alta presión para transportar el reactivo post-columna al Professional Reactor.



1 PCS

6.1803.150

PTFE Capillary i.d. 0.25 mm / 1 m



2 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS


6.2845.100

Placa de reactor completa para Professional Reactor

Placa de reactor inteligente con reactor para aplicaciones PCR.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1602.200	Adaptador para botella 2 x M6, 1 x M8 para 6.1608.120 Adaptador para botellas de eluyente de PP para eluyentes, soluciones derivadas de postcolumnas, etc. Con este adaptador para botella se puede someter a la botella de eluyente PP a presión de gas.	
6.1608.120	Botella de eluyente de PP, 2 L Botella de eluyente para aplicaciones en las que se debe evitar el vidrio.	
6.1836.020	Capilar de precalentamiento con núcleo, 1,44 m Capilar de precalentamiento para Professional Reactor / Heater	
6.2061.110	Bandeja con sensor para aparatos Professional IC	

6.2061.120

Conector de sistema

Permite combinar un módulo CI con la base de un Professional IC con un Compact IC



6.2744.320

Acoplamiento PEEK M6 / UNF 10/32

Conecta los tubos de transferencia (M6) con capilares (UNF 10/32)



6.2845.110

Placa de reactor HT completa para Professional Reactor


Placa de reactor con reactor para aplicaciones PCR a temperaturas altas (> 120 °C). Con capilares de PEEK para reactor.



6.2845.200

Reactor completo para 6.2845.100


Reactor adicional para la placa de reactor



6.2845.600

Soporte de columna completo para Professional Thermostat

Soporte de columna inteligente para Professional Thermostat



6.2061.100

Soporte de botellas para aparatos Professional IC

Tapa de aparato y soporte de botellas para aparatos Professional IC.



6.2845.210

Reactor HT completo para 6.2845.110

Reactor para aplicaciones PCR a temperaturas altas (> 120 °C). Con capilares de PEEK para reactor.

