



945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

2.945.0030

Detector autónomo inteligente equipado con el detector de conductividad de alto rendimiento IC Conductivity Detector y el IC Amperometric Detector, con los cuatro modos de medida: DC, PAD, flexIPAD y CV. Se puede utilizar con los aparatos CI inteligentes o como detector independiente para la detección amperométrica y de la conductividad.

Partes/accesorios 2.945.0030

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.945.0030	945 Professional Detector Vario – Conductivity & Amperometry

Detector autónomo inteligente equipado con el detector de conductividad de alto rendimiento IC Conductivity Detector y el IC Amperometric Detector, con los cuatro modos de medida: DC, PAD, flexIPAD y CV. Se puede utilizar con los aparatos CI inteligentes o como detector independiente para la detección amperométrica y de la conductividad.



1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.1831.030

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i. / 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB




1 PCS

6.2165.000

Cable de conexión a 61257XXX

Cable de conexión para celda de detector amperométrico.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2813.040

Celda artificial para IC Amperometric Detector.

Celda artificial para pruebas de rendimiento.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1257.010	Celda Wall-Jet	
	Celda de detector amperométrico con geometría Wall-Jet.	
6.1257.100	Celda Thin-Layer	
	Celda de detector amperométrico con geometría Thin-Layer. Para aplicaciones especiales y sistemas con reacciones superiores (p. ej., acoplamientos MS de amperometría).	
6.1257.210	Electrodo de trabajo Au, 3 mm	
	Electrodo de trabajo de oro para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.	
6.1257.220	Electrodo de trabajo GC	
	Electrodo de trabajo de Glassy Carbon vítreo para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.	

6.1257.230

Electrodo de trabajo Pt

Electrodo de trabajo de platino para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.240

Electrodo de trabajo Ag

Electrodo de trabajo de plata para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



6.1257.260

Electrodo de trabajo Au, 2 mm

Electrodo de trabajo de oro para la detección amperométrica, 2 mm de diámetro.



6.1257.270

Electrodo de trabajo de Cu, 2 mm

Electrodo de trabajo de cobre para la detección amperométrica, 2 mm de diámetro. Electrodo de trabajo alternativo al electrodo de oro en el análisis de hidrato de carbono.



6.1257.720 Electrodo de referencia Ag/AgCl para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata para la detección amperométrica.



6.1257.740 Electrodo de referencia Pd para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de paladio para la detección amperométrica



6.1257.810 Spacer 50 µm para celda Wall-Jet.

Spacer 50 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.




6.1257.820 Spacer 50 µm para celda «thin-layer».

Spacer 50 µm para celda amperométrica «thin-layer», 3 unidades.



6.1257.830 Spacer 25 µm para celda Wall-Jet

Spacer 25 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.



6.1257.840 Spacer 25 µm para celda «thin-layer».

Spacer 25 µm para celda amperométrica «thin-layer, 3 unidades.



6.5337.000 Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: sin electrodos

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales, sin electrodos.



6.5337.010 Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: carb (Au, Pd)

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis de hidrato de carbono con un electrodo de trabajo de oro y un electrodo de referencia Pd.



6.5337.020

Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: cianuro (Ag, Pd)

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis de cianuro con un electrodo de trabajo de plata y un electrodo de referencia Pd.



6.5337.030

Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: anión (GC, Ag/AgCl).

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis aniónico con un electrodo de referencia de Glassy Carbon y uno de Ag/AgCl.



6.5337.200

Juego de accesorios CI de celda Thin-Layer: sin electrodos

Juego de accesorios compuesto por una celda Thin-Layer con accesorios adicionales, sin electros.



6.5000.200

Kit de accesorios: IC Amperometric Detector

Kit de accesorios opcionales para el IC Amperometric Detector para realizar determinaciones en soluciones poco conductoras.



6.5337.210

Juego de accesorios CI: Celda Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

El juego de accesorios consiste en una celda Thin-Layer con accesorios adicionales, con electrodos para el análisis de carbohidratos con un electrodo de trabajo chapado en oro y un electrodo de referencia de paladio.

