



Electrodo generador con diafragma

6.00348.100

Electrodo generador con diafragma para titulaciones Karl Fischer coulométricas, esmerilado normal 29/22. Este electrodo tiene una conexión de cable que está angulada hacia arriba y facilita la guía del cable y el manejo cuando se utiliza con el OMNIS Sample Robot Oven.

Este electrodo generador es especialmente apto para los siguientes casos:

- Muestras con muy bajo contenido absoluto de agua 50 ppm
- Determinación coulométrica del contenido de agua en muestras de aceite
- Aplicaciones con reactivos de cetona
- Aplicaciones en las que se utilizan reactivos poco conductores (adición de cloroformo, xileno > 10%)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.2104.120

Cable de electrodo / 1 m / H

Con conector H. Para la conexión electrodo generador - Coulómetro KF



6.2104.620

Cable de electrodo / 0,65 m / H

Con enchufe macho H para la conexión electrodo generador - coulómetro

