



Electrodo de anillo de oro doble

6.00353.100

Electrodo de eje de vidrio con dos anillos de oro polarizados para titulaciones redox (titulación bivoltamétrica).

Este electrodo es ideal para la determinación de vitamina C y es fácil de limpiar incluso con muestras altamente adhesivas.

Partes/accesorios 6.00353.100

Qt.	Order no.	Descripción
10 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.02104.040	Cable de electrodo con cabezal enchufable G (pol.) / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	
6.02104.050	Cable de electrodo con cabezal enchufable G (pol.) / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	