



Electrodo ion-selectivo F-ISE combinado con Pt1000

6.00500.600

Electrodo selectivo de fluoruro combinado con membrana de cristal con sensor de temperatura integrado Pt1000.

Este electrodo ion-selectivo es adecuado para:

- Medidas de iones de F^- (10^{-6} mol/L hasta sat.)
- Medidas de iones automatizadas
- Titulaciones

Electrolito de referencia: $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$

El electrodo se almacena en el electrolito de referencia.

Partes/accesorios 6.00500.600

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk


6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.600	Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.	
6.2104.610	Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F + 2 x 2 mm B, 2 m Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.	
6.02104.600	Cable de electrodo con cabezal enchufable U / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo con cabezal enchufable U a un módulo de medida analógico de OMNIS	
6.02104.610	Cable de electrodo con cabezal enchufable U / enchufe macho P, 1,5 m Cable para la conexión de un electrodo con cabezal enchufable U a un módulo de medida analógico de OMNIS	

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag/AgCl)

