



Metrosep A Supp 19 - 100/4.0

6.01034.410

Excelentes propiedades de separación y alta capacidad: estas son las cualidades que distinguen claramente a la familia de productos Metrosep A Supp 19 de las demás integrantes de la cartera de columnas. Destaca por tener las mejores simetrías de picos y su gran selectividad, así como por su elevada estabilidad térmica, mecánica y química, lo que le confiere extrema robustez y resistencia ante presiones y flujos más altos.

La columna de separación de aniones más corta de la familia de productos Metrosep A Supp 19 es la versión de 100 mm, que resulta excepcionalmente adecuada para aplicaciones sencillas que requieren una capacidad analítica rápida y robusta. En caso de flujos elevados, los aniones estándar se pueden determinar fiablemente en menos de 7 minutos. Incluso con estos flujos más altos, se garantiza la separación entre el fluoruro y el pico de inyección. Los breves tiempos de elución permiten procesar un alto número de muestras, lo que es particularmente importante en laboratorios contratados y en análisis de rutina.

Otro ámbito de aplicación de la Metrosep A Supp 19 - 100/4.0 es la determinación de analitos que suelen eluirse muy tardíamente como, por ejemplo, el perclorato o el citrato. Gracias a los elevados flujos y los fuertes eluyentes, incluso tales analitos pueden determinarse en muy poco tiempo. Así todo el análisis puede llevarse a cabo con eficiencia y ahorro de tiempo.

Partes/accesorios 6.01034.410

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 La Metrosep A Supp 19 Guard/4.0 protege fiablemente las columnas de separación de aniones de la familia de productos Metrosep A Supp 19 frente a contaminaciones provenientes de la muestra o del eluyente, lo que le permite prolongar considerablemente la vida útil de estas columnas. Las precolumnas y las columnas de separación de la familia de productos Metrosep A Supp 19 están hechas de PEEK y rellenas con el mismo material. Esto evita con absoluta seguridad cualquier deterioro de la eficacia de separación cromatográfica. El «On Column Guard System» permite enroscar directa y cómodamente la precolumna en la columna de separación de aniones. Gracias a su precio económico y a su fácil manejo, la Metrosep A Supp 19 Guard/4,0 es la protección ideal para la columna de separación.

