



Metrosep A Supp 20 - 150/4,0

6.01035.420

La Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 es una columna avanzada de cromatografía aniónica diseñada para proporcionar separaciones de alta calidad para aplicaciones normativas y avanzadas. Por su excelente eficacia de separación, resulta ideal para métodos que requieran una determinación precisa de aniones estándar y oxihaluros, incluidos el método US EPA 300.1, Partes A y B, y la norma ISO 10304, Partes 1 y 4. Gracias a su rendimiento fiable con diferentes tipos de muestras, ofrece a los laboratorios una sólida solución para análisis de rutina y análisis de aniones orientados a la conformidad normativa.

Con base en un duradero material portador de poliestireno/divinilbenceno, la selectividad de la Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 se ha optimizado para la operación con eluyentes de carbonato isocráticos, lo que brinda una solución especialmente robusta y fácil de usar para los flujos de trabajo diarios de cromatografía aniónica. Con esta solución se asegura una excelente estabilidad a largo plazo y absoluta compatibilidad con métodos de CI ampliamente consolidados.

Gracias a su elevada capacidad para el intercambio aniónico, la Metrosep A Supp 20 - 150/4,0 permite operar en toda la gama de aplicaciones que suelen abordarse con columnas aniónicas de gran capacidad, incluida la determinación de oxihaluros, aniones estándar y dicloroacetato. La versión 150/4,0 es una versión más corta dentro de la serie Metrosep A Supp 20, facilita un análisis rápido y preciso en diversos tipos de muestra y es adecuada para la mayoría de las determinaciones.

Partes/accesorios 6.01035.420

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 La Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 aporta una protección fiable para las columnas de separación Metrosep A Supp 20, impidiendo que los contaminantes provenientes de la muestra o del eluyente entren en la columna de separación. Al estar rellena con la misma fase estacionaria que las columnas de separación correspondientes y al estar alojada en una carcasa de PEEK químicamente estable, esta precolumna preserva el rendimiento y prolonga la vida útil de la columna de separación principal sin menoscabar la calidad cromatográfica.

