



Metrosep A Supp 20 - 250/4,0

6.01035.430

La Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 es una columna avanzada de cromatografía aniónica diseñada para proporcionar separaciones de alta calidad en aplicaciones normativas y aplicaciones orientadas al método. Por la mayor longitud de la columna y la excepcional eficiencia de separación, resulta ideal para la determinación precisa de aniones estándar y oxihaluros, de conformidad con el método US EPA 300.1, Partes A y B, y la norma ISO 10304, Partes 1 y 4. Gracias a su rendimiento con una amplia gama de tipos de agua y de matriz, es una opción fiable para laboratorios que requieran un análisis de aniones uniforme y conforme a las normas.

Con base en un duradero material portador de poliestireno/divinilbenceno, la selectividad de la Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 se ha optimizado para la operación con eluyentes de carbonato isocráticos, lo que brinda una solución especialmente robusta y fácil de usar para las operaciones de CI a largo plazo. La versión larga de la Metrosep A Supp 20 brinda una resolución optimizada, aportando una mayor potencia de separación y compatibilidad mejorada con matrices de muestras complejas.

La Metrosep A Supp 20 - 250/4,0 es muy adecuada para aplicaciones exigentes relacionadas con muestras ambientales, aguas residuales industriales y otras matrices de muestras exigentes. Es compatible con toda la gama de aplicaciones que suelen abordarse con columnas aniónicas de gran capacidad, con lo cual se centra en la determinación de oxihaluros, aniones estándar y dicloroacetato, y ofrece una robustez metodológica y una flexibilidad analítica superiores.

Partes/accesorios 6.01035.430

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01035.500	Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 La Metrosep A Supp 20 Guard/4,0 aporta una protección fiable para las columnas de separación Metrosep A Supp 20, impidiendo que los contaminantes provenientes de la muestra o del eluyente entren en la columna de separación. Al estar rellena con la misma fase estacionaria que las columnas de separación correspondientes y al estar alojada en una carcasa de PEEK químicamente estable, esta precolumna preserva el rendimiento y prolonga la vida útil de la columna de separación principal sin menoscabar la calidad cromatográfica.

