



Parte superior del recipiente de titulación Eco para la titulación Karl Fischer volumétrica

6.01405.050

Parte superior del recipiente de titulación para la titulación Karl Fischer volumétrica con un Eco KF Titrator

Partes/accesorios 6.01405.050

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1454.130	Junta de forma de FPM para 61414xxx para aparatos KF y VA



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01408.010	Kit de sellado para celda de titulación Karl Fischer Juego completo de juntas, apto para 6.05609.000 y 6.05609.010.	
6.02709.010	Tapón Tapón de plástico, apto para el OMNIS Karl Fischer Titrator 2.1001.4220.	
6.02709.020	Tapón septo Tapón septo de plástico, apto para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.	
6.02709.030	Boquilla roscada Boquilla roscada de plástico, apta para parte superior del recipiente de titulación 6014050X0.	

6.02709.040

Tapón de cierre

Tapón de cierre para partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.



6.02711.000

Cuchara para sustancias viscosas

Adecuada para la determinación del contenido de agua de sustancias viscosas según el método Karl Fischer como, por ejemplo, miel, cosméticos, grasas o diversos productos lácteos.

La cuchara para sustancias viscosas facilita la adición de muestras viscosas. Se maneja tan fácilmente como cualquier otra espátula y permite añadir sustancias viscosas en el recipiente de titulación Karl Fischer con comodidad y rapidez, y sin pérdidas.

Además, recomendamos usar un homogeneizador para disolver muestras viscosas de forma rápida y completa.

Apropiada para las partes superiores del recipiente de titulación 6014050X0.

