



Electrodo de inserción

6.0226.100

Electrodo pH combinado sin mantenimiento (electrolito gel) para medidas de penetración de todo tipo (por ejemplo, para queso, carne, masa).

El electrodo se guarda en una solución saturada de cloruro de potasio con $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) y no es apto para soluciones pobres en iones.

El indicador de envejecimiento muestra la necesidad de reemplazar el electrodo en una etapa temprana.

Partes/accesorios 6.0226.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	
6.2308.000	Elektrolyt KCl-sat. (250 mL) Elektrolyt KCl (gesättigt), 250 mL	