



Solvotrode easyClean (cable fijo de 2,0 m)

6.0229.020

Electrodo pH combinado con diafragma easyClean flexible y cable fijo (2,0 m) para todas las titulaciones ácido-base automatizadas no acuosas.

La membrana de vidrio está optimizada para soluciones poco conductoras y, gracias al diafragma easyClean de fácil limpieza, este electrodo también es apto para muestras muy sucias (por ejemplo, aceite usado).

El electrodo puede utilizarse con electrolitos de referencia no acuosos (cloruro de litio o bromuro de tetraetilamonio). Conservación en el electrolito de referencia correspondiente.

Partes/accesorios 6.0229.020

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml) Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), c(TEABr) = 0.4 mol/L 
6.02109.000	Cable adaptador OMNIS Este cable adaptador de enchufe hembra F a enchufe macho P es apto para la conexión de un sensor sin sensor de temperatura con cable fijo (por ejemplo, de un Optrode o un Solvotrode easyClean) en el módulo de medida analógico de OMNIS. 