



Botella PP, 50 mL, 12 unidades

6.02743.030

Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02743.100	Tapón roscado sin septo, d. i. 14,2 mm

El tapón roscado sin septo puede usarse en combinación con la botella de PP, 50 mL (6.02743.030). El tapón con perforación (6.2743.070) puede introducirse en el orificio y cerrar la botella. Esto asegura un cierre perfecto, si se utiliza la aguja estándar (6.2846.010) en el 858 Professional Sample Processor.



6.02743.090

Cierre de rosca con septo

El tapón roscado con septo es ideal para conservar muestras y patrones durante un largo período de tiempo. Tapón roscado con septo para botella de PP de 50 mL (6.02743.030); botella de PE de 125 mL (6.1627.000) y botella de PE de 50 mL (6.1608.100).

En el 858 Professional Sample Processor, para perforar el septo se debe montar la aguja de muestra de acero revestido (6.2624.200) o la aguja "pick-up" (6.2624.100).



6.1627.100

Tapón roscado con septo, análisis de trazas

El cierre de rosca con septo es ideal para el análisis de trazas debido a la insignificante contaminación a través del septo. Resulta perfecto para conservar patrones de referencia durante largos períodos de tiempo. Cierre de rosca con septo para botella de polietileno de 125 mL (6.1627.000) y botella de polietileno de 50 mL (6.1608.100).



6.2041.780

Gradilla de muestras 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

Gradilla de muestras de varias filas para 65 muestras en recipientes de 11 mL cada uno (6.2743.050) y 25 muestras en recipientes de 50 mL cada uno (6.02743.030)

