



Cierre de rosca con septo

6.02743.090

El tapón roscado con septo es ideal para conservar muestras y patrones durante un largo período de tiempo. Tapón roscado con septo para botella de PP de 50 mL (6.02743.030); botella de PE de 125 ml (6.1627.000) y botella de PE de 50 ml (6.1608.100).

En el 858 Professional Sample Processor, para perforar el septo se debe montar la aguja de muestra de acero revestido (6.2624.200) o la aguja "pick-up" (6.2624.100).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1608.100	Botella PE 50 mL
	Botella para el Extension Module Liquid Handling.



6.1627.000

Botella de PE, 125 mL para CI

La botella se utilizará en la dilución totalmente automática.



6.02743.030

Botella PP, 50 mL, 12 unidades

Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2624.200

Aguja de muestras de acero, revestida

Alternativa a la aguja de muestras de óxido de circonio. Es especialmente apta para aplicaciones recipientes de septo. Sin metales gracias al revestimiento especial. Requiere el portaagujas 1/16 in (6.2833.010) para el montaje en el Sample Processor.



6.2624.100

Aguja «pick-up» MF

Aguja revestida de acero para el modo «pick-up» sin metal y para recipientes de muestras Eppendorf.

